

Instrução de Uso em formato não impresso conforme IN N°4 de 15/06/12

Esta Instrução de Uso está disponível no site: www.factorycirurgico.com.br

Para consultar no site a instrução de uso pertinente ao produto desejado, basta verificar no rótulo o número de registro, o número de referência do produto e o modelo comercial.

Modo de Uso do Produto

O INSTRUMENTAL FACTORY COM CONEXÃO A EQUIPAMENTO devem ser utilizados somente por profissionais qualificados e devidamente treinados de acordo com as técnicas médicas disponíveis e apropriadas para a utilização do produto.

Instruções:

A seleção dos instrumentais é parte integrante do planejamento cirúrgico e ambulatorial e deve ser realizada por meio de uma solicitação médica formal que indique a técnica pretendida, as características do instrumento a ser usado e as especificações dos componentes integrantes do sistema de instrumentais. É muito importante realizar uma inspeção minuciosa em cada componente que atente pelas condições de uso e limpeza. A esterilização é obrigatória e deve ter sua eficiência comprovada. A revisão da técnica de instrumentação cirúrgica e/ou ambulatorial antes da utilização efetiva torna o procedimento mais eficiente.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO E REUTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS

Utilização:

A utilização do INSTRUMENTAL FACTORY COM CONEXÃO A EQUIPAMENTO devem ser realizadas sob orientação técnica e restrita à ambientes clínicos e hospitalares; com os seguintes cuidados:

Inspeções: Só poderão ser utilizados os instrumentais submetidos à inspeção técnica prévia.

Inspeção Técnica: O INSTRUMENTAL FACTORY COM CONEXÃO A EQUIPAMENTO antes de serem disponibilizados para uso devem ser submetidos à inspeção técnica por responsável habilitado. As peças reprovadas devem ser separadas para revisão e manutenção pelo fornecedor ou destinadas para descarte. A inspeção deve verificar as características associadas à conservação e a funcionalidade do instrumental, incluindo aspectos superficiais, como manchas, oxidações e danos, além de características pertinentes a cada instrumental, tais como facilidade de articulação e capacidade de apreensão.

Limpeza: - O INSTRUMENTAL FACTORY COM CONEXÃO A EQUIPAMENTO devem ser limpos com álcool para fins médicos a 70% + água destilada 30%. Após limpeza, os produtos devem ser enxaguados com água destilada estéril, e secos com pano de limpeza que não libere fibras. **IMPORTANTE:** Detergente com cloro livre ou hidróxido de sódio não devem ser usados.

Esterilização: O INSTRUMENTAL FACTORY COM CONEXÃO A EQUIPAMENTO devem ser esterilizados antes do uso. Os parâmetros adequados do processo para cada equipamento e volume, devem ser analisados e conduzidos por pessoas treinadas e especializadas em processos de esterilização, assegurando a completa eficiência desse procedimento. Nota: Todo o instrumental deve ser limpo tão logo o término do procedimento cirúrgico, desta forma evitando o endurecimento de líquidos originados do trabalho cirúrgico. Todo processo de limpeza deve ser feito com ordem e cuidado, evitando quedas, batidas que possam comprometer os instrumentais.

Reutilização: O processo para reutilização do INSTRUMENTAL FACTORY COM CONEXÃO A EQUIPAMENTO envolvem, no mínimo, seis etapas básicas: limpeza prévia, descontaminação, lavagem, enxágüe, secagem e esterilização. Recomenda-se que todo instrumental seja limpo imediatamente após o procedimento cirúrgico em que for empregado evitando o endurecimento de sujidades oriundas deste procedimento. A limpeza deve ter uma padronização evitando a disseminação de contaminação e danos ao instrumental. Todo procedimento de limpeza manual deve ser realizado utilizando-se equipamentos de proteção individual apropriados. Nas operações de limpeza em equipamentos automáticos, as instruções dos fabricantes devem ser rigorosamente seguidas, em especial quanto aos produtos e à qualidade da água a serem empregados. Em hipótese alguma, deve-se empregar palhas de aço ou outros produtos abrasivos, mesmo os saponáceos para remoção de sujidades remanescentes de qualquer etapa do processo de limpeza. Deve-se assegurar que os instrumentais, estejam livres de qualquer produto de preservação, bem como de qualquer sujidade oriunda da estocagem ou do procedimento de reparo. A presença de produtos não hidrossolúveis pode acarretar a formação de barreiras físicas, protegendo microorganismos da ação de germicidas, bem como proporcionar a retenção de sujidades indesejáveis à posterior utilização do instrumental. A qualidade da água é fator fundamental tanto para o processo de limpeza, quanto para a conservação do instrumental. A presença de elementos particulados, a concentração de elementos ou substâncias químicas, e o desequilíbrio de pH pode deteriorar o instrumento durante o processo de limpeza. A combinação de alguns destes parâmetros pode levar a incrustação de precipitados minerais, não elimináveis na fase de remoção de incrustações de matéria orgânica, bem como à indução do processo de corrosão do aço inoxidável, como no caso de presença excessiva de cloretos. Recomenda-se que a água empregada na lavagem do instrumental esteja de acordo com as exigências de qualidade estabelecida no processo de esterilização.

Limpeza prévia: O instrumental deve ser mergulhado, em um recipiente apropriado contendo água e detergente, preferencialmente enzimático, à temperatura ambiente. A seguir, deve ser rigorosamente lavado em água corrente, preferencialmente morna. Essa fase deve sempre ser realizada com água a temperaturas inferiores a 45°C, pois temperaturas mais elevadas causam a coagulação das proteínas, dificultando o processo de remoção de incrustações do instrumental.

Descontaminação: - É feita através da imersão do instrumental, em um recipiente apropriado contendo solução de desinfetante em água, à temperatura ambiente (desinfecção química), ou em banho aquecido (desinfecção termoquímica). O tempo de imersão do instrumental depende tanto da temperatura de operação, quanto da diluição, e do tipo de desinfetante empregado.

Lavagem: - As peças devem ser totalmente escovadas, com escova de cerdas macias, dando-se especial atenção às articulações, serrilhas e cremalheiras. Especial atenção deve ser dada às áreas de difícil acesso, onde pode ocorrer a retenção de tecidos orgânicos e a deposição de secreções ou soluções desinfetantes.

Enxágüe: - O instrumental deve ser enxaguado, abundantemente, em água corrente. Recomenda-se a utilização de água aquecida para o enxágüe do instrumental.

Secagem: - Deve-se assegurar que os processos de secagem não introduzam umidade, partículas ou felpas na superfície do instrumental. Recomenda-se que o tecido seja absorvente, macio.

Descarte: O descarte de peças desqualificadas deve ser feito sob avaliação e orientação técnica. Após a substituição, destruir os componentes danificados evitando o uso posterior de forma indevida.

Condições de Armazenamento

O instrumental deve ser armazenado em local limpo e seco, de modo a evitar danos à embalagem. O mesmo não pode ser estocado com produtos e resíduos químicos que possam desprender vapores corrosivos.

Condições para o Transporte

O instrumental deve ser transportado em local limpo e seco, de modo a evitar danos à embalagem. O mesmo não pode ser transportado com produtos e resíduos químicos que possam desprender vapores corrosivos.

Condições de Manipulação

Deve-se manusear os instrumentos cuidadosamente para evitar danos e alterações de suas características. Evitando batidas e quedas bruscas.

Advertências

O produto deve ser utilizado unicamente na finalidade para a qual é indicado, o mesmo deve ser utilizado por profissionais da área com conhecimento sobre o manuseio do mesmo. Todos os instrumentais não apresentam contra indicações desde que suas finalidades, precauções, limpeza e esterilização sejam seguidas corretamente.

Precauções

É necessário que o profissional tenha formação especializada em técnicas estabelecidas. O manuseio dos instrumentais deve ser feita por pessoas qualificadas. A infra estrutura e higiene devem ser garantidas na manipulação dos produtos. Nunca armazenar instrumentais limpos em locais que possam ser focos de contaminação. Todos os instrumentais deteriorados ou que apresentarem indícios de corrosão deverão ser separados para evitar que o processo de corrosão se alastre. Deve se ter muito cuidado com a temperatura e o período na hora da esterilização, pois os danos podem ser irreversíveis, nunca deve ser ultrapassados a esterilização em:

Auto Clave, à temperatura de 121°C por um período de 30 minutos.

Auto Clave de Alto Vácuo, à temperatura de 132°C por um período de 4 minutos.

Estufa, à temperatura de 170°C por um período de 120 minutos.

Contra Indicações

Todos os instrumentais não apresentam contra indicações desde que suas finalidades, precauções, limpeza e esterilização sejam seguidas corretamente.

Efeitos Adversos

Não ocorrerão efeitos adversos, desde que sejam atendidas todas as recomendações presentes na Instrução de Uso.

Modelos Comerciais:

- 1868 - Afastador alfricht c/ aspiração 110 mm
- 1869 - Afastador 140 x 140 mm c/ Aspiração
- 1870 - Afastador universal 110 x 140 mm c/ Aspiração

1871	-	Afastador universal 25 x 100 mm c/ Aspiração
1957	-	Afastador minessota c/ aspirador 140 mm
1872	-	Afastador hemostasia 17 cm c/ Aspiração
1873	-	Afastador slim 20 x 130 mm c/ Aspiração
1874	-	Afastador slim 20 x 180 mm c/ Aspiração
1983	-	Aspirador de laringe diam 1,5mm
1984	-	Aspirador de laringe diam 2,0mm
1985	-	Aspirador de laringe diam 2,5mm
1986	-	Aspirador de laringe diam 3,0mm
1987	-	Aspirador de laringe diam 3,5mm
1988	-	Aspirador de laringe diam 4,0mm
1989	-	Aspirador de laringe diam 4,5mm
1990	-	Aspirador de laringe diam 5,0mm
1991	-	Aspirador descolador de amígdala diam.2,0 mm
1992	-	Aspirador descolador de amígdala diam.2,5 mm
1993	-	Aspirador descolador de amígdala diam.3,0 mm
1994	-	Aspirador descolador de amígdala diam.3,5 mm
1995	-	Aspirador descolador de amígdala diam.4,0 mm
1996	-	Aspirador descolador de amígdala diam.4,5 mm
1997	-	Aspirador descolador de septo diam. 2,0 mm
1998	-	Aspirador descolador de septo diam. 2,5 mm
1999	-	Aspirador descolador de septo diam. 3,0 mm
2000	-	Aspirador descolador de septo diam. 3,5 mm
2001	-	Aspirador descolador de septo diam. 4,0 mm
2002	-	Aspirador descolador de septo diam. 4,5 mm
2003	-	Aspirador p/ seio maxilar diam.2,0mm
2004	-	Aspirador p/ seio maxilar diam.2,5mm
2005	-	Aspirador p/ seio maxilar diam.3,0mm
2006	-	Aspirador p/ seio maxilar diam.3,5mm
2007	-	Aspirador p/ seio maxilar diam.4,0mm
2008	-	Aspirador p/ seio maxilar diam.5,0mm
2009	-	Aspirador p/ seio frontal diam.2,0mm
2010	-	Aspirador p/ seio frontal diam.2,5mm
2011	-	Aspirador p/ seio frontal diam.3,0mm
2012	-	Aspirador p/ seio frontal diam.3,5mm
2013	-	Aspirador p/ seio frontal diam.4,0mm
2014	-	Aspirador yankauer infantil 26 cm
2015	-	Aspirador yankauer adulto 28 cm
2016	-	Aspirador micro-endonasal diam.2,5mm
2017	-	Aspirador micro-endonasal diam.3,0mm
2018	-	Aspirador micro-endonasal diam.3,5mm
2019	-	Aspirador Luer reto diam. 1,0 mm
2020	-	Aspirador Luer reto diam. 1,5 mm
2021	-	Aspirador Luer reto diam. 2,2 mm
2022	-	Aspirador Luer reto diam. 2,5 mm
2023	-	Aspirador Luer reto diam. 3,0 mm
2024	-	Aspirador Luer curvo diam. 1,0 mm
2025	-	Aspirador Luer curvo diam. 1,5 mm
2026	-	Aspirador Luer curvo diam. 2,2 mm
2027	-	Aspirador Luer curvo diam. 2,5 mm
2028	-	Aspirador Luer curvo diam. 3,0 mm
2029	-	Aspirador Frazier diam. 1,0 mm
2030	-	Aspirador Frazier diam. 1,5 mm
2031	-	Aspirador Frazier diam. 1,8 mm
2032	-	Aspirador Frazier diam. 2,0 mm
2033	-	Aspirador Frazier diam. 2,3 mm
2034	-	Aspirador Frazier diam. 2,5 mm
2035	-	Aspirador Frazier diam. 2,7 mm
2036	-	Aspirador Frazier diam. 3,0 mm
2037	-	Aspirador Frazier diam. 3,5 mm
2038	-	Aspirador Frazier diam. 3,7 mm
2039	-	Aspirador Frazier diam. 4,0 mm

- 2040 - Aspirador Frazier diam. 4,5 mm
- 2041 - Aspirador Frazier diam. 5,0 mm
- 2042 - Aspirador Atraumatico diam.1,0 mm
- 2043 - Aspirador Atraumatico diam.1,5 mm
- 2044 - Aspirador Atraumatico diam.1,8 mm
- 2045 - Aspirador Atraumatico diam.2,0 mm
- 2046 - Aspirador Atraumatico diam.2,3 mm
- 2047 - Aspirador Atraumatico diam.2,5 mm
- 2048 - Aspirador Atraumatico diam.2,7 mm
- 2049 - Aspirador Atraumatico diam.3,0 mm
- 2050 - Aspirador Atraumatico diam.3,5 mm
- 2051 - Aspirador Atraumatico diam.3,7 mm
- 2052 - Aspirador Atraumatico diam.4,0 mm
- 2053 - Aspirador Atraumatico diam.4,5 mm
- 2054 - Aspirador Atraumatico diam.5,0 mm
- 2055 - Aspirador de ouvido diam. 0,5 mm
- 2056 - Aspirador de ouvido diam. 0,6 mm
- 2057 - Aspirador de ouvido diam. 0,7 mm
- 2058 - Aspirador de ouvido diam. 0,8 mm
- 2059 - Aspirador de ouvido diam. 1,0 mm
- 2060 - Aspirador de ouvido diam. 1,2 mm
- 2061 - Aspirador de ouvido diam. 1,5 mm
- 2062 - Aspirador de ouvido diam. 1,8 mm
- 2063 - Aspirador de ouvido diam. 2,0 mm
- 2064 - Aspirador de ouvido diam. 2,1 mm
- 2065 - Aspirador de ouvido diam. 2,5 mm
- 2066 - Aspirador de ouvido diam. 3,0 mm
- 2100 - Bainha C.R TP diafragma c/ torn. diam.5,0 mm x 4,5 cm
- 2101 - Bainha C.R TP diafragma c/ torn.diam.10,0 mm x 6 cm
- 2105 - Bainha C.R TP janela c/ torn. diam.5,0 mm x 4,5 cm
- 2106 - Bainha C.R TP janela c/ torn.diam.10,0 mm x 6 cm
- 2111 - Bainha p/ trocater TP diafragma c/ torn.diam.10,0 mm x 11,5 cm
- 2113 - Bainha p/ trocater TP diafragma c/ torn. diam.5,0 mm x 11 cm
- 2114 - Bainha p/ trocater TP diafragma c/ torn.diam. 10,0 mm x 14 cm
- 2118 - Bainha p/ trocater TP janela c/ torn.diam.12,0 mm x 11,5 cm
- 2119 - Bainha p/ trocater TP janela c/ torn.diam.5,0 mm x 11 cm
- 2120 - Bainha p/ trocater TP janela c/ torn. diam.10,0 mm x 10 cm
- 2123 - Bainha rosqueavel p/ trocater TP diafr.c/ torn. diam.5,0mm x 11 cm
- 2126 - Bainha rosqueavel p/ trocater TP janela c/ torn. diam. 12,0 mm x 11,5 cm
- 2127 - Bainha rosqueavel p/ trocater TP janela c/ torn. diam.5,0 mm x 11 cm
- 2134 - Bainha rosqueavel p/ trocater TP janela c/ torn.diam. 10,0 mm x 10 cm
- 2139 - Bainha rosqueavel TP diafragma c/ torn. diam. 12,0 mm x 11,5 cm
- 2140 - Bainha TP diafragma obesidade c/ torn.diam. 12,0 mm x 14 cm
- 2142 - Bainha TP janela Obesidade c/ torn.diam. 10,0 mm x 14 cm
- 2186 - Conector 20ml-Luer Lock 130 mm
- 2195 - Conector intermediário 70 mm
- 2906 - Sonda de itard diam.3,0 x 130 mm
- 2907 - Sonda de itard diam.3,5 x 130 mm
- 2935 - Tubo p/ aspiração irrigação diam. 5,0 mm x 20 cm
- 2936 - Tubo p/ aspiração irrigação diam. 5,0 mm x 33 cm
- 2937 - Tubo p/ aspiração irrigação diam. 10,0 mm x 33 cm
- 2938 - Tubo p/ aspiração irrigação duas val. pistão diam. 5,0 mm x 33 cm
- 2943 - Válvula p/ aspiração irrigação pistão duplo 85 mm
- 2957 - Válvula doyan 40 x 250 mm c/ aspirador
- 2958 - Válvula doyan 45 x 60 mm c/ aspirador
- 2959 - Válvula doyan 45 x 70 mm c/ aspirador
- 2960 - Válvula doyan 45 x 90 mm c/ aspirador
- 2961 - Válvula doyan 45 x 120 mm c/ aspirador
- 2962 - Válvula doyan 45 x 170 mm c/ aspirador
- 2963 - Válvula doyan 60 x 90 mm c/ aspirador
- 2964 - Válvula doyan 60 x 120 mm c/ aspirador
- 2965 - Válvula doyan 60 x 150 mm c/ aspirador

2966	-	Válvula doyan 60 x 180 mm c/ aspirador
2967	-	Válvula doyan 60 x 200 mm c/ aspirador
2968	-	Válvula doyan 70 x 250 mm c/ aspirador
2969	-	Valvula doyan 100 x 140 mm c/ aspirador
0454	-	Afastador Abdominal diam.4 mm
0455	-	Afastador Abdominal diam.10 mm
0456	-	Afastador de Mama diam.4 mm
0457	-	Afastador de Mama diam.10 mm
2867	-	Aspirador Descolador p/ palato 20 cm
3755	-	Ponta de aspiração 1B dia. 2,0 x 150 mm
3756	-	Ponta de aspiração 1B dia. 2,0 x 200 mm
3757	-	Ponta de aspiração 1B dia. 2,0 x 300 mm
3758	-	Ponta de aspiração 1B dia. 2,0 x 400 mm
3759	-	Ponta de aspiração 1B dia. 2,5 x 150 mm
3760	-	Ponta de aspiração 1B dia. 2,5 x 200 mm
3761	-	Ponta de aspiração 1B dia. 2,5 x 300 mm
3762	-	Ponta de aspiração 1B dia. 2,5 x 400 mm
3763	-	Ponta de aspiração 1B dia. 3,0 x 150 mm
3764	-	Ponta de aspiração 1B dia. 3,0 x 200 mm
3765	-	Ponta de aspiração 1B dia. 3,0 x 300 mm
3766	-	Ponta de aspiração 1B dia. 3,0 x 400 mm
3767	-	Ponta de aspiração 1B dia. 3,5 x 150 mm
3768	-	Ponta de aspiração 1B dia. 3,5 x 200 mm
3769	-	Ponta de aspiração 1B dia. 3,5 x 300 mm
3770	-	Ponta de aspiração 1B dia. 3,5 x 400 mm
3771	-	Ponta de aspiração 1B dia. 4,0 x 150 mm
3772	-	Ponta de aspiração 1B dia. 4,0 x 200 mm
3773	-	Ponta de aspiração 1B dia. 4,0 x 300 mm
3774	-	Ponta de aspiração 1B dia. 4,0 x 400 mm
3775	-	Ponta de aspiração 1B dia. 5,0 x 150 mm
3776	-	Ponta de aspiração 1B dia. 5,0 x 200 mm
3777	-	Ponta de aspiração 1B dia. 5,0 x 300 mm
3778	-	Ponta de aspiração 1B dia. 5,0 x 400 mm
3779	-	Ponta de aspiração 1B dia. 6,0 x 150 mm
3780	-	Ponta de aspiração 1B dia. 6,0 x 200 mm
3781	-	Ponta de aspiração 1B dia. 6,0 x 300 mm
3782	-	Ponta de aspiração 1B dia. 6,0 x 400 mm
3783	-	Ponta de aspiração 1A dia. 2,0 x 150 mm
3784	-	Ponta de aspiração 1A dia. 2,0 x 200 mm
3785	-	Ponta de aspiração 1A dia. 2,0 x 300 mm
3786	-	Ponta de aspiração 1A dia. 2,0 x 400 mm
3787	-	Ponta de aspiração 1A dia. 2,5 x 150 mm
3788	-	Ponta de aspiração 1A dia. 2,5 x 200 mm
3789	-	Ponta de aspiração 1A dia. 2,5 x 300 mm
3790	-	Ponta de aspiração 1A dia. 2,5 x 400 mm
3791	-	Ponta de aspiração 1A dia. 3,0 x 150 mm
3792	-	Ponta de aspiração 1A dia. 3,0 x 200 mm
3793	-	Ponta de aspiração 1A dia. 3,0 x 300 mm
3794	-	Ponta de aspiração 1A dia. 3,0 x 400 mm
3795	-	Ponta de aspiração 1A dia. 3,5 x 150 mm
3796	-	Ponta de aspiração 1A dia. 3,5 x 200 mm
3797	-	Ponta de aspiração 1A dia. 3,5 x 300 mm
3798	-	Ponta de aspiração 1A dia. 3,5 x 400 mm
3799	-	Ponta de aspiração 1A dia. 4,0 x 150 mm
3800	-	Ponta de aspiração 1A dia. 4,0 x 200 mm
3801	-	Ponta de aspiração 1A dia. 4,0 x 300 mm
3802	-	Ponta de aspiração 1A dia. 4,0 x 400 mm
3803	-	Ponta de aspiração 1A dia. 5,0 x 150 mm
3804	-	Ponta de aspiração 1A dia. 5,0 x 200 mm
3805	-	Ponta de aspiração 1A dia. 5,0 x 300 mm
3806	-	Ponta de aspiração 1A dia. 5,0 x 400 mm
3807	-	Ponta de aspiração 1A dia. 6,0 x 150 mm

3808	-	Ponta de aspiração 1A dia. 6,0 x 200 mm
3809	-	Ponta de aspiração 1A dia. 6,0 x 300 mm
3810	-	Ponta de aspiração 1A dia. 6,0 x 400 mm
3811	-	Ponta de aspiração 1C dia. 2,0 x 150 mm
3812	-	Ponta de aspiração 1C dia. 2,0 x 200 mm
3813	-	Ponta de aspiração 1C dia. 2,0 x 300 mm
3814	-	Ponta de aspiração 1C dia. 2,0 x 400 mm
3815	-	Ponta de aspiração 1C dia. 2,5 x 150 mm
3816	-	Ponta de aspiração 1C dia. 2,5 x 200 mm
3817	-	Ponta de aspiração 1C dia. 2,5 x 300 mm
3818	-	Ponta de aspiração 1C dia. 2,5 x 400 mm
3819	-	Ponta de aspiração 1C dia. 3,0 x 150 mm
3820	-	Ponta de aspiração 1C dia. 3,0 x 200 mm
3821	-	Ponta de aspiração 1C dia. 3,0 x 300 mm
3822	-	Ponta de aspiração 1C dia. 3,0 x 400 mm
3823	-	Ponta de aspiração 1C dia. 3,5 x 150 mm
3824	-	Ponta de aspiração 1C dia. 3,5 x 200 mm
3825	-	Ponta de aspiração 1C dia. 3,5 x 300 mm
3826	-	Ponta de aspiração 1C dia. 3,5 x 400 mm
3827	-	Ponta de aspiração 1C dia. 4,0 x 150 mm
3828	-	Ponta de aspiração 1C dia. 4,0 x 200 mm
3829	-	Ponta de aspiração 1C dia. 4,0 x 300 mm
3830	-	Ponta de aspiração 1C dia. 4,0 x 400 mm
3831	-	Ponta de aspiração 1C dia. 5,0 x 150 mm
3832	-	Ponta de aspiração 1C dia. 5,0 x 200 mm
3833	-	Ponta de aspiração 1C dia. 5,0 x 300 mm
3834	-	Ponta de aspiração 1C dia. 5,0 x 400 mm
3835	-	Ponta de aspiração 1C dia. 6,0 x 150 mm
3836	-	Ponta de aspiração 1C dia. 6,0 x 200 mm
3837	-	Ponta de aspiração 1C dia. 6,0 x 300 mm
3838	-	Ponta de aspiração 1C dia. 6,0 x 400 mm
3839	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 2,0 x 150 mm
3840	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 2,0 x 200 mm
3841	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 2,0 x 300 mm
3842	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 2,0 x 400 mm
3843	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 2,5 x 150 mm
3844	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 2,5 x 200 mm
3845	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 2,5 x 300 mm
3846	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 2,5 x 400 mm
3847	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 3,0 x 150 mm
3848	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 3,0 x 200 mm
3849	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 3,0 x 300 mm
3850	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 3,0 x 400 mm
3851	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 3,5 x 150 mm
3852	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 3,5 x 200 mm
3853	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 3,5 x 300 mm
3854	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 3,5 x 400 mm
3855	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 4,0 x 150 mm
3856	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 4,0 x 200 mm
3857	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 4,0 x 300 mm
3858	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 4,0 x 400 mm
3859	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 5,0 x 150 mm
3860	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 5,0 x 200 mm
3861	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 5,0 x 300 mm
3862	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 5,0 x 400 mm
3863	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 6,0 x 150 mm
3864	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 6,0 x 200 mm
3865	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 6,0 x 300 mm
3866	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 6,0 x 400 mm
3867	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 2,0 x 150 mm
3868	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 2,0 x 200 mm
3869	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 2,0 x 300 mm

3870	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 2,0 x 400 mm
3871	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 2,5 x 150 mm
3872	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 2,5 x 200 mm
3873	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 2,5 x 300 mm
3874	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 2,5 x 400 mm
3875	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 3,0 x 150 mm
3876	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 3,0 x 200 mm
3877	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 3,0 x 300 mm
3878	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 3,0 x 400 mm
3879	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 3,5 x 150 mm
3880	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 3,5 x 200 mm
3881	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 3,5 x 300 mm
3882	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 3,5 x 400 mm
3883	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 4,0 x 150 mm
3884	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 4,0 x 200 mm
3885	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 4,0 x 300 mm
3886	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 4,0 x 400 mm
3887	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 5,0 x 150 mm
3888	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 5,0 x 200 mm
3889	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 5,0 x 300 mm
3890	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 5,0 x 400 mm
3891	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 6,0 x 150 mm
3892	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 6,0 x 200 mm
3893	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 6,0 x 300 mm
3894	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 6,0 x 400 mm
3895	-	Ponta de aspiração 1P dia. 2,0 x 150 mm
3896	-	Ponta de aspiração 1P dia. 2,0 x 200 mm
3897	-	Ponta de aspiração 1P dia. 2,0 x 300 mm
3898	-	Ponta de aspiração 1P dia. 2,0 x 400 mm
3899	-	Ponta de aspiração 1P dia. 2,5 x 150 mm
3900	-	Ponta de aspiração 1P dia. 2,5 x 200 mm
3901	-	Ponta de aspiração 1P dia. 2,5 x 300 mm
3902	-	Ponta de aspiração 1P dia. 2,5 x 400 mm
3903	-	Ponta de aspiração 1P dia. 3,0 x 150 mm
3904	-	Ponta de aspiração 1P dia. 3,0 x 200 mm
3905	-	Ponta de aspiração 1P dia. 3,0 x 300 mm
3906	-	Ponta de aspiração 1P dia. 3,0 x 400 mm
3907	-	Ponta de aspiração 1P dia. 3,5 x 150 mm
3908	-	Ponta de aspiração 1P dia. 3,5 x 200 mm
3909	-	Ponta de aspiração 1P dia. 3,5 x 300 mm
3910	-	Ponta de aspiração 1P dia. 3,5 x 400 mm
3911	-	Ponta de aspiração 1P dia. 4,0 x 150 mm
3912	-	Ponta de aspiração 1P dia. 4,0 x 200 mm
3913	-	Ponta de aspiração 1P dia. 4,0 x 300 mm
3914	-	Ponta de aspiração 1P dia. 4,0 x 400 mm
3915	-	Ponta de aspiração 1P dia. 5,0 x 150 mm
3916	-	Ponta de aspiração 1P dia. 5,0 x 200 mm
3917	-	Ponta de aspiração 1P dia. 5,0 x 300 mm
3918	-	Ponta de aspiração 1P dia. 5,0 x 400 mm
3919	-	Ponta de aspiração 1P dia. 6,0 x 150 mm
3920	-	Ponta de aspiração 1P dia. 6,0 x 200 mm
3921	-	Ponta de aspiração 1P dia. 6,0 x 300 mm
3922	-	Ponta de aspiração 1P dia. 6,0 x 400 mm
3923	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 2,0 x 150 mm
3924	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 2,0 x 200 mm
3925	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 2,0 x 300 mm
3926	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 2,0 x 400 mm
3927	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 2,5 x 150 mm
3928	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 2,5 x 200 mm
3929	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 2,5 x 300 mm
3930	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 2,5 x 400 mm
3931	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 3,0 x 150 mm

3932	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 3,0 x 200 mm
3933	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 3,0 x 300 mm
3934	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 3,0 x 400 mm
3935	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 3,5 x 150 mm
3936	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 3,5 x 200 mm
3937	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 3,5 x 300 mm
3938	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 3,5 x 400 mm
3939	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 4,0 x 150 mm
3940	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 4,0 x 200 mm
3941	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 4,0 x 300 mm
3942	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 4,0 x 400 mm
3943	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 5,0 x 150 mm
3944	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 5,0 x 200 mm
3945	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 5,0 x 300 mm
3946	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 5,0 x 400 mm
3947	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 6,0 x 150 mm
3948	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 6,0 x 200 mm
3949	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 6,0 x 300 mm
3950	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 6,0 x 400 mm
3951	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 2,0 x 150 mm
3952	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 2,0 x 200 mm
3953	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 2,0 x 300 mm
3954	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 2,0 x 400 mm
3955	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 2,5 x 150 mm
3956	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 2,5 x 200 mm
3957	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 2,5 x 300 mm
3958	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 2,5 x 400 mm
3959	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 3,0 x 150 mm
3960	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 3,0 x 200 mm
3961	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 3,0 x 300 mm
3962	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 3,0 x 400 mm
3963	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 3,5 x 150 mm
3964	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 3,5 x 200 mm
3965	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 3,5 x 300 mm
3966	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 3,5 x 400 mm
3967	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 4,0 x 150 mm
3968	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 4,0 x 200 mm
3969	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 4,0 x 300 mm
3970	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 4,0 x 400 mm
3971	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 5,0 x 150 mm
3972	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 5,0 x 200 mm
3973	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 5,0 x 300 mm
3974	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 5,0 x 400 mm
3975	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 6,0 x 150 mm
3976	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 6,0 x 200 mm
3977	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 6,0 x 300 mm
3978	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 6,0 x 400 mm
3979	-	Ponta de aspiração 2B dia. 2,0 x 150 mm
3980	-	Ponta de aspiração 2B dia. 2,0 x 200 mm
3981	-	Ponta de aspiração 2B dia. 2,0 x 300 mm
3982	-	Ponta de aspiração 2B dia. 2,0 x 400 mm
3983	-	Ponta de aspiração 2B dia. 2,5 x 150 mm
3984	-	Ponta de aspiração 2B dia. 2,5 x 200 mm
3985	-	Ponta de aspiração 2B dia. 2,5 x 300 mm
3986	-	Ponta de aspiração 2B dia. 2,5 x 400 mm
3987	-	Ponta de aspiração 2B dia. 3,0 x 150 mm
3988	-	Ponta de aspiração 2B dia. 3,0 x 200 mm
3989	-	Ponta de aspiração 2B dia. 3,0 x 300 mm
3990	-	Ponta de aspiração 2B dia. 3,0 x 400 mm
3991	-	Ponta de aspiração 2B dia. 3,5 x 150 mm
3992	-	Ponta de aspiração 2B dia. 3,5 x 200 mm
3993	-	Ponta de aspiração 2B dia. 3,5 x 300 mm

3994	-	Ponta de aspiração 2B dia. 3,5 x 400 mm
3995	-	Ponta de aspiração 2B dia. 4,0 x 150 mm
3996	-	Ponta de aspiração 2B dia. 4,0 x 200 mm
3997	-	Ponta de aspiração 2B dia. 4,0 x 300 mm
3998	-	Ponta de aspiração 2B dia. 4,0 x 400 mm
3999	-	Ponta de aspiração 2B dia. 5,0 x 150 mm
4000	-	Ponta de aspiração 2B dia. 5,0 x 200 mm
4001	-	Ponta de aspiração 2B dia. 5,0 x 300 mm
4002	-	Ponta de aspiração 2B dia. 5,0 x 400 mm
4003	-	Ponta de aspiração 2B dia. 6,0 x 150 mm
4004	-	Ponta de aspiração 2B dia. 6,0 x 200 mm
4005	-	Ponta de aspiração 2B dia. 6,0 x 300 mm
4006	-	Ponta de aspiração 2B dia. 6,0 x 400 mm
4007	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 2,0 x 150 mm
4008	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 2,0 x 200 mm
4009	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 2,0 x 300 mm
4010	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 2,0 x 400 mm
4011	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 2,5 x 150 mm
4012	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 2,5 x 200 mm
4013	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 2,5 x 300 mm
4014	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 2,5 x 400 mm
4015	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 3,0 x 150 mm
4016	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 3,0 x 200 mm
4017	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 3,0 x 300 mm
4018	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 3,0 x 400 mm
4019	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 3,5 x 150 mm
4020	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 3,5 x 200 mm
4021	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 3,5 x 300 mm
4022	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 3,5 x 400 mm
4023	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 4,0 x 150 mm
4024	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 4,0 x 200 mm
4025	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 4,0 x 300 mm
4026	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 4,0 x 400 mm
4027	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 5,0 x 150 mm
4028	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 5,0 x 200 mm
4029	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 5,0 x 300 mm
4030	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 5,0 x 400 mm
4031	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 6,0 x 150 mm
4032	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 6,0 x 200 mm
4033	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 6,0 x 300 mm
4034	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 6,0 x 400 mm
4035	-	Ponta de aspiração 2E dia. 2,0 x 150 mm
4036	-	Ponta de aspiração 2E dia. 2,0 x 200 mm
4037	-	Ponta de aspiração 2E dia. 2,0 x 300 mm
4038	-	Ponta de aspiração 2E dia. 2,0 x 400 mm
4039	-	Ponta de aspiração 2E dia. 2,5 x 150 mm
4040	-	Ponta de aspiração 2E dia. 2,5 x 200 mm
4041	-	Ponta de aspiração 2E dia. 2,5 x 300 mm
4042	-	Ponta de aspiração 2E dia. 2,5 x 400 mm
4043	-	Ponta de aspiração 2E dia. 3,0 x 150 mm
4044	-	Ponta de aspiração 2E dia. 3,0 x 200 mm
4045	-	Ponta de aspiração 2E dia. 3,0 x 300 mm
4046	-	Ponta de aspiração 2E dia. 3,0 x 400 mm
4047	-	Ponta de aspiração 2E dia. 3,5 x 150 mm
4048	-	Ponta de aspiração 2E dia. 3,5 x 200 mm
4049	-	Ponta de aspiração 2E dia. 3,5 x 300 mm
4050	-	Ponta de aspiração 2E dia. 3,5 x 400 mm
4051	-	Ponta de aspiração 2E dia. 4,0 x 150 mm
4052	-	Ponta de aspiração 2E dia. 4,0 x 200 mm
4053	-	Ponta de aspiração 2E dia. 4,0 x 300 mm
4054	-	Ponta de aspiração 2E dia. 4,0 x 400 mm
4055	-	Ponta de aspiração 2E dia. 5,0 x 150 mm

4056	-	Ponta de aspiração 2E dia. 5,0 x 200 mm
4057	-	Ponta de aspiração 2E dia. 5,0 x 300 mm
4058	-	Ponta de aspiração 2E dia. 5,0 x 400 mm
4059	-	Ponta de aspiração 2E dia. 6,0 x 150 mm
4060	-	Ponta de aspiração 2E dia. 6,0 x 200 mm
4061	-	Ponta de aspiração 2E dia. 6,0 x 300 mm
4062	-	Ponta de aspiração 2E dia. 6,0 x 400 mm
4063	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 2,0 x 150 mm
4064	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 2,0 x 200 mm
4065	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 2,0 x 300 mm
4066	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 2,0 x 400 mm
4067	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 2,5 x 150 mm
4068	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 2,5 x 200 mm
4069	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 2,5 x 300 mm
4070	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 2,5 x 400 mm
4071	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 3,0 x 150 mm
4072	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 3,0 x 200 mm
4073	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 3,0 x 300 mm
4074	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 3,0 x 400 mm
4075	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 3,5 x 150 mm
4076	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 3,5 x 200 mm
4077	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 3,5 x 300 mm
4078	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 3,5 x 400 mm
4079	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 4,0 x 150 mm
4080	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 4,0 x 200 mm
4081	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 4,0 x 300 mm
4082	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 4,0 x 400 mm
4083	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 5,0 x 150 mm
4084	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 5,0 x 200 mm
4085	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 5,0 x 300 mm
4086	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 5,0 x 400 mm
4087	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 6,0 x 150 mm
4088	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 6,0 x 200 mm
4089	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 6,0 x 300 mm
4090	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 6,0 x 400 mm
4091	-	Ponta de aspiração 3B dia. 2,0 x 150 mm
4092	-	Ponta de aspiração 3B dia. 2,0 x 200 mm
4093	-	Ponta de aspiração 3B dia. 2,0 x 300 mm
4094	-	Ponta de aspiração 3B dia. 2,0 x 400 mm
4095	-	Ponta de aspiração 3B dia. 2,5 x 150 mm
4096	-	Ponta de aspiração 3B dia. 2,5 x 200 mm
4097	-	Ponta de aspiração 3B dia. 2,5 x 300 mm
4098	-	Ponta de aspiração 3B dia. 2,5 x 400 mm
4099	-	Ponta de aspiração 3B dia. 3,0 x 150 mm
4100	-	Ponta de aspiração 3B dia. 3,0 x 200 mm
4101	-	Ponta de aspiração 3B dia. 3,0 x 300 mm
4102	-	Ponta de aspiração 3B dia. 3,0 x 400 mm
4103	-	Ponta de aspiração 3B dia. 3,5 x 150 mm
4104	-	Ponta de aspiração 3B dia. 3,5 x 200 mm
4105	-	Ponta de aspiração 3B dia. 3,5 x 300 mm
4106	-	Ponta de aspiração 3B dia. 3,5 x 400 mm
4107	-	Ponta de aspiração 3B dia. 4,0 x 150 mm
4108	-	Ponta de aspiração 3B dia. 4,0 x 200 mm
4109	-	Ponta de aspiração 3B dia. 4,0 x 300 mm
4110	-	Ponta de aspiração 3B dia. 4,0 x 400 mm
4111	-	Ponta de aspiração 3B dia. 5,0 x 150 mm
4112	-	Ponta de aspiração 3B dia. 5,0 x 200 mm
4113	-	Ponta de aspiração 3B dia. 5,0 x 300 mm
4114	-	Ponta de aspiração 3B dia. 5,0 x 400 mm
4115	-	Ponta de aspiração 3B dia. 6,0 x 150 mm
4116	-	Ponta de aspiração 3B dia. 6,0 x 200 mm
4117	-	Ponta de aspiração 3B dia. 6,0 x 300 mm

4118	-	Ponta de aspiração 3B dia. 6,0 x 400 mm
4119	-	Ponta de aspiração 3F dia. 2,0 x 150 mm
4120	-	Ponta de aspiração 3F dia. 2,0 x 200 mm
4121	-	Ponta de aspiração 3F dia. 2,0 x 300 mm
4122	-	Ponta de aspiração 3F dia. 2,0 x 400 mm
4123	-	Ponta de aspiração 3F dia. 2,5 x 150 mm
4124	-	Ponta de aspiração 3F dia. 2,5 x 200 mm
4125	-	Ponta de aspiração 3F dia. 2,5 x 300 mm
4126	-	Ponta de aspiração 3F dia. 2,5 x 400 mm
4127	-	Ponta de aspiração 3F dia. 3,0 x 150 mm
4128	-	Ponta de aspiração 3F dia. 3,0 x 200 mm
4129	-	Ponta de aspiração 3F dia. 3,0 x 300 mm
4130	-	Ponta de aspiração 3F dia. 3,0 x 400 mm
4131	-	Ponta de aspiração 3F dia. 3,5 x 150 mm
4132	-	Ponta de aspiração 3F dia. 3,5 x 200 mm
4133	-	Ponta de aspiração 3F dia. 3,5 x 300 mm
4134	-	Ponta de aspiração 3F dia. 3,5 x 400 mm
4135	-	Ponta de aspiração 3F dia. 4,0 x 150 mm
4136	-	Ponta de aspiração 3F dia. 4,0 x 200 mm
4137	-	Ponta de aspiração 3F dia. 4,0 x 300 mm
4138	-	Ponta de aspiração 3F dia. 4,0 x 400 mm
4139	-	Ponta de aspiração 3F dia. 5,0 x 150 mm
4140	-	Ponta de aspiração 3F dia. 5,0 x 200 mm
4141	-	Ponta de aspiração 3F dia. 5,0 x 300 mm
4142	-	Ponta de aspiração 3F dia. 5,0 x 400 mm
4143	-	Ponta de aspiração 3F dia. 6,0 x 150 mm
4144	-	Ponta de aspiração 3F dia. 6,0 x 200 mm
4145	-	Ponta de aspiração 3F dia. 6,0 x 300 mm
4146	-	Ponta de aspiração 3F dia. 6,0 x 400 mm
4147	-	Ponta de aspiração 3G dia. 2,0 x 150 mm
4148	-	Ponta de aspiração 3G dia. 2,0 x 200 mm
4149	-	Ponta de aspiração 3G dia. 2,0 x 300 mm
4150	-	Ponta de aspiração 3G dia. 2,0 x 400 mm
4151	-	Ponta de aspiração 3G dia. 2,5 x 150 mm
4152	-	Ponta de aspiração 3G dia. 2,5 x 200 mm
4153	-	Ponta de aspiração 3G dia. 2,5 x 300 mm
4154	-	Ponta de aspiração 3G dia. 2,5 x 400 mm
4155	-	Ponta de aspiração 3G dia. 3,0 x 150 mm
4156	-	Ponta de aspiração 3G dia. 3,0 x 200 mm
4157	-	Ponta de aspiração 3G dia. 3,0 x 300 mm
4158	-	Ponta de aspiração 3G dia. 3,0 x 400 mm
4159	-	Ponta de aspiração 3G dia. 3,5 x 150 mm
4160	-	Ponta de aspiração 3G dia. 3,5 x 200 mm
4161	-	Ponta de aspiração 3G dia. 3,5 x 300 mm
4162	-	Ponta de aspiração 3G dia. 3,5 x 400 mm
4163	-	Ponta de aspiração 3G dia. 4,0 x 150 mm
4164	-	Ponta de aspiração 3G dia. 4,0 x 200 mm
4165	-	Ponta de aspiração 3G dia. 4,0 x 300 mm
4166	-	Ponta de aspiração 3G dia. 4,0 x 400 mm
4167	-	Ponta de aspiração 3G dia. 5,0 x 150 mm
4168	-	Ponta de aspiração 3G dia. 5,0 x 200 mm
4169	-	Ponta de aspiração 3G dia. 5,0 x 300 mm
4170	-	Ponta de aspiração 3G dia. 5,0 x 400 mm
4171	-	Ponta de aspiração 3G dia. 6,0 x 150 mm
4172	-	Ponta de aspiração 3G dia. 6,0 x 200 mm
4173	-	Ponta de aspiração 3G dia. 6,0 x 300 mm
4174	-	Ponta de aspiração 3G dia. 6,0 x 400 mm
4175	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 2,0 x 150 mm
4176	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 2,0 x 200 mm
4177	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 2,0 x 300 mm
4178	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 2,0 x 400 mm
4179	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 2,5 x 150 mm

4180	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 2,5 x 200 mm
4181	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 2,5 x 300 mm
4182	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 2,5 x 400 mm
4183	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 3,0 x 150 mm
4184	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 3,0 x 200 mm
4185	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 3,0 x 300 mm
4186	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 3,0 x 400 mm
4187	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 3,5 x 150 mm
4188	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 3,5 x 200 mm
4189	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 3,5 x 300 mm
4190	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 3,5 x 400 mm
4191	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 4,0 x 150 mm
4192	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 4,0 x 200 mm
4193	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 4,0 x 300 mm
4194	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 4,0 x 400 mm
4195	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 5,0 x 150 mm
4196	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 5,0 x 200 mm
4197	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 5,0 x 300 mm
4198	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 5,0 x 400 mm
4199	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 6,0 x 150 mm
4200	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 6,0 x 200 mm
4201	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 6,0 x 300 mm
4202	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 6,0 x 400 mm
4203	-	Ponta de aspiração 3H dia. 2,0 x 150 mm
4204	-	Ponta de aspiração 3H dia. 2,0 x 200 mm
4205	-	Ponta de aspiração 3H dia. 2,0 x 300 mm
4206	-	Ponta de aspiração 3H dia. 2,0 x 400 mm
4207	-	Ponta de aspiração 3H dia. 2,5 x 150 mm
4208	-	Ponta de aspiração 3H dia. 2,5 x 200 mm
4209	-	Ponta de aspiração 3H dia. 2,5 x 300 mm
4210	-	Ponta de aspiração 3H dia. 2,5 x 400 mm
4211	-	Ponta de aspiração 3H dia. 3,0 x 150 mm
4212	-	Ponta de aspiração 3H dia. 3,0 x 200 mm
4213	-	Ponta de aspiração 3H dia. 3,0 x 300 mm
4214	-	Ponta de aspiração 3H dia. 3,0 x 400 mm
4215	-	Ponta de aspiração 3H dia. 3,5 x 150 mm
4216	-	Ponta de aspiração 3H dia. 3,5 x 200 mm
4217	-	Ponta de aspiração 3H dia. 3,5 x 300 mm
4218	-	Ponta de aspiração 3H dia. 3,5 x 400 mm
4219	-	Ponta de aspiração 3H dia. 4,0 x 150 mm
4220	-	Ponta de aspiração 3H dia. 4,0 x 200 mm
4221	-	Ponta de aspiração 3H dia. 4,0 x 300 mm
4222	-	Ponta de aspiração 3H dia. 4,0 x 400 mm
4223	-	Ponta de aspiração 3H dia. 5,0 x 150 mm
4224	-	Ponta de aspiração 3H dia. 5,0 x 200 mm
4225	-	Ponta de aspiração 3H dia. 5,0 x 300 mm
4226	-	Ponta de aspiração 3H dia. 5,0 x 400 mm
4227	-	Ponta de aspiração 3H dia. 6,0 x 150 mm
4228	-	Ponta de aspiração 3H dia. 6,0 x 200 mm
4229	-	Ponta de aspiração 3H dia. 6,0 x 300 mm
4230	-	Ponta de aspiração 3H dia. 6,0 x 400 mm
4231	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 2,0 x 150 mm
4232	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 2,0 x 200 mm
4233	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 2,0 x 300 mm
4234	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 2,0 x 400 mm
4235	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 2,5 x 150 mm
4236	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 2,5 x 200 mm
4237	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 2,5 x 300 mm
4238	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 2,5 x 400 mm
4239	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 3,0 x 200 mm
4240	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 3,0 x 300 mm
4241	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 3,0 x 400 mm

4242	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 3,5 x 200 mm
4243	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 3,5 x 300 mm
4244	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 3,5 x 400 mm
4245	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 4,0 x 200 mm
4246	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 4,0 x 300 mm
4247	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 4,0 x 400 mm
4248	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 5,0 x 200 mm
4249	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 5,0 x 300 mm
4250	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 5,0 x 400 mm
4251	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 6,0 x 200 mm
4252	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 6,0 x 300 mm
4253	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 6,0 x 400 mm
4254	-	Ponta de aspiração 3K dia. 2,0 x 200 mm
4255	-	Ponta de aspiração 3K dia. 2,0 x 300 mm
4256	-	Ponta de aspiração 3K dia. 2,0 x 400 mm
4257	-	Ponta de aspiração 3K dia. 2,5 x 200 mm
4258	-	Ponta de aspiração 3K dia. 2,5 x 300 mm
4259	-	Ponta de aspiração 3K dia. 2,5 x 400 mm
4260	-	Ponta de aspiração 3K dia. 3,0 x 200 mm
4261	-	Ponta de aspiração 3K dia. 3,0 x 300 mm
4262	-	Ponta de aspiração 3K dia. 3,0 x 400 mm
4263	-	Ponta de aspiração 3K dia. 3,5 x 150 mm
4264	-	Ponta de aspiração 3K dia. 3,5 x 250 mm
4265	-	Ponta de aspiração 3K dia. 3,5 x 300 mm
4266	-	Ponta de aspiração 3K dia. 3,5 x 400 mm
4267	-	Ponta de aspiração 3K dia. 4,0 x 200 mm
4268	-	Ponta de aspiração 3K dia. 4,0 x 300 mm
4269	-	Ponta de aspiração 3K dia. 4,0 x 400 mm
4270	-	Ponta de aspiração 3K dia. 5,0 x 200 mm
4271	-	Ponta de aspiração 3K dia. 5,0 x 300 mm
4272	-	Ponta de aspiração 3K dia. 5,0 x 400 mm
4273	-	Ponta de aspiração 3K dia. 6,0 x 200 mm
4274	-	Ponta de aspiração 3K dia. 6,0 x 300 mm
4275	-	Ponta de aspiração 3K dia. 6,0 x 400 mm
4276	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 2,0 x 200 mm
4277	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 2,0 x 300 mm
4278	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 2,0 x 400 mm
4279	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 2,5 x 200 mm
4280	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 2,5 x 300 mm
4281	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 2,5 x 400 mm
4282	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 3,0 x 200 mm
4283	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 3,0 x 300 mm
4284	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 3,0 x 400 mm
4285	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 3,5 x 200 mm
4286	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 3,5 x 300 mm
4287	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 3,5 x 400 mm
4288	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 4,0 x 200 mm
4289	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 4,0 x 300 mm
4290	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 4,0 x 400 mm
4291	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 5,0 x 200 mm
4292	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 5,0 x 300 mm
4293	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 5,0 x 400 mm
4294	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 6,0 x 200 mm
4295	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 6,0 x 300 mm
4296	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 6,0 x 400 mm
4297	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 2,0 x 200 mm
4298	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 2,0 x 300 mm
4299	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 2,0 x 400 mm
4300	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 2,5 x 200 mm
4301	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 2,5 x 300 mm
4302	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 2,5 x 400 mm
4303	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 3,0 x 200 mm

4304	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 3,0 x 300 mm
4305	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 3,0 x 400 mm
4306	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 3,5 x 200 mm
4307	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 3,5 x 300 mm
4308	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 3,5 x 400 mm
4309	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 4,0 x 200 mm
4310	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 4,0 x 300 mm
4311	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 4,0 x 400 mm
4312	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 5,0 x 200 mm
4313	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 5,0 x 300 mm
4314	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 5,0 x 400 mm
4315	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 6,0 x 200 mm
4316	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 6,0 x 300 mm
4317	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 6,0 x 400 mm
4318	-	Ponta de aspiração LE dia. 2,0 x 200 mm
4319	-	Ponta de aspiração LE dia. 2,0 x 300 mm
4320	-	Ponta de aspiração LE dia. 2,0 x 400 mm
4321	-	Ponta de aspiração LE dia. 2,5 x 200 mm
4322	-	Ponta de aspiração LE dia. 2,5 x 300 mm
4323	-	Ponta de aspiração LE dia. 2,5 x 400 mm
4324	-	Ponta de aspiração LE dia. 3,0 x 200 mm
4325	-	Ponta de aspiração LE dia. 3,0 x 300 mm
4326	-	Ponta de aspiração LE dia. 3,0 x 400 mm
4327	-	Ponta de aspiração LE dia. 3,5 x 200 mm
4328	-	Ponta de aspiração LE dia. 3,5 x 300 mm
4329	-	Ponta de aspiração LE dia. 3,5 x 400 mm
4330	-	Ponta de aspiração LE dia. 4,0 x 200 mm
4331	-	Ponta de aspiração LE dia. 4,0 x 300 mm
4332	-	Ponta de aspiração LE dia. 4,0 x 400 mm
4333	-	Ponta de aspiração LE dia. 5,0 x 200 mm
4334	-	Ponta de aspiração LE dia. 5,0 x 300 mm
4335	-	Ponta de aspiração LE dia. 5,0 x 400 mm
4336	-	Ponta de aspiração LE dia. 6,0 x 200 mm
4337	-	Ponta de aspiração LE dia. 6,0 x 300 mm
4338	-	Ponta de aspiração LE dia. 6,0 x 400 mm
4339	-	Ponta de aspiração MF dia. 2,0 x 200 mm
4340	-	Ponta de aspiração MF dia. 2,0 x 300 mm
4341	-	Ponta de aspiração MF dia. 2,0 x 400 mm
4342	-	Ponta de aspiração MF dia. 2,5 x 200 mm
4343	-	Ponta de aspiração MF dia. 2,5 x 300 mm
4344	-	Ponta de aspiração MF dia. 2,5 x 400 mm
4345	-	Ponta de aspiração MF dia. 3,0 x 200 mm
4346	-	Ponta de aspiração MF dia. 3,0 x 300 mm
4347	-	Ponta de aspiração MF dia. 3,0 x 400 mm
4348	-	Ponta de aspiração MF dia. 3,5 x 200 mm
4349	-	Ponta de aspiração MF dia. 3,5 x 300 mm
4350	-	Ponta de aspiração MF dia. 3,5 x 400 mm
4351	-	Ponta de aspiração MF dia. 4,0 x 200 mm
4352	-	Ponta de aspiração MF dia. 4,0 x 300 mm
4353	-	Ponta de aspiração MF dia. 4,0 x 400 mm
4354	-	Ponta de aspiração MF dia. 5,0 x 200 mm
4355	-	Ponta de aspiração MF dia. 5,0 x 300 mm
4356	-	Ponta de aspiração MF dia. 5,0 x 400 mm
4357	-	Ponta de aspiração MF dia. 6,0 x 200 mm
4358	-	Ponta de aspiração MF dia. 6,0 x 300 mm
4359	-	Ponta de aspiração MF dia. 6,0 x 400 mm
4360	-	Ponta de aspiração P3G dia. 2,0 x 200 mm
4361	-	Ponta de aspiração P3G dia. 2,0 x 300 mm
4362	-	Ponta de aspiração P3G dia. 2,0 x 400 mm
4363	-	Ponta de aspiração P3G dia. 2,5 x 200 mm
4364	-	Ponta de aspiração P3G dia. 2,5 x 300 mm
4365	-	Ponta de aspiração P3G dia. 2,5 x 400 mm

4366	-	Ponta de aspiração P3G dia. 3,0 x 200 mm
4367	-	Ponta de aspiração P3G dia. 3,0 x 300 mm
4368	-	Ponta de aspiração P3G dia. 3,0 x 400 mm
4369	-	Ponta de aspiração P3G dia. 3,5 x 200 mm
4370	-	Ponta de aspiração P3G dia. 3,5 x 300 mm
4371	-	Ponta de aspiração P3G dia. 3,5 x 400 mm
4372	-	Ponta de aspiração P3G dia. 4,0 x 200 mm
4373	-	Ponta de aspiração P3G dia. 4,0 x 300 mm
4374	-	Ponta de aspiração P3G dia. 4,0 x 400 mm
4375	-	Ponta de aspiração P3G dia. 5,0 x 200 mm
4376	-	Ponta de aspiração P3G dia. 5,0 x 300 mm
4377	-	Ponta de aspiração P3G dia. 5,0 x 400 mm
4378	-	Ponta de aspiração P3G dia. 6,0 x 200 mm
4379	-	Ponta de aspiração P3G dia. 6,0 x 300 mm
4380	-	Ponta de aspiração P3G dia. 6,0 x 400 mm
4381	-	Ponta de aspiração PY dia. 2,0 x 200 mm
4382	-	Ponta de aspiração PY dia. 2,0 x 300 mm
4383	-	Ponta de aspiração PY dia. 2,0 x 400 mm
4384	-	Ponta de aspiração PY dia. 2,5 x 200 mm
4385	-	Ponta de aspiração PY dia. 2,5 x 300 mm
4386	-	Ponta de aspiração PY dia. 2,5 x 400 mm
4387	-	Ponta de aspiração PY dia. 3,0 x 200 mm
4388	-	Ponta de aspiração PY dia. 3,0 x 300 mm
4389	-	Ponta de aspiração PY dia. 3,0 x 400 mm
4390	-	Ponta de aspiração PY dia. 3,5 x 200 mm
4391	-	Ponta de aspiração PY dia. 3,5 x 300 mm
4392	-	Ponta de aspiração PY dia. 3,5 x 400 mm
4393	-	Ponta de aspiração PY dia. 4,0 x 200 mm
4394	-	Ponta de aspiração PY dia. 4,0 x 300 mm
4395	-	Ponta de aspiração PY dia. 4,0 x 400 mm
4396	-	Ponta de aspiração PY dia. 5,0 x 200 mm
4397	-	Ponta de aspiração PY dia. 5,0 x 300 mm
4398	-	Ponta de aspiração PY dia. 5,0 x 400 mm
4399	-	Ponta de aspiração PY dia. 6,0 x 200 mm
4400	-	Ponta de aspiração PY dia. 6,0 x 300 mm
4401	-	Ponta de aspiração PY dia. 6,0 x 400 mm
4402	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 2,0 x 200 mm
4403	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 2,0 x 300 mm
4404	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 2,0 x 400 mm
4405	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 2,5 x 200 mm
4406	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 2,5 x 300 mm
4407	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 2,5 x 400 mm
4408	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 3,0 x 200 mm
4409	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 3,0 x 300 mm
4410	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 3,0 x 400 mm
4411	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 3,5 x 200 mm
4412	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 3,5 x 300 mm
4413	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 3,5 x 400 mm
4414	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 4,0 x 200 mm
4415	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 4,0 x 300 mm
4416	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 4,0 x 400 mm
4417	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 5,0 x 200 mm
4418	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 5,0 x 300 mm
4419	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 5,0 x 400 mm
4420	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 6,0 x 200 mm
4421	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 6,0 x 300 mm
4422	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 6,0 x 400 mm
4423	-	Ponta de aspiração RPON dia. 2,0 x 200 mm
4424	-	Ponta de aspiração RPON dia. 2,0 x 300 mm
4425	-	Ponta de aspiração RPON dia. 2,0 x 400 mm
4426	-	Ponta de aspiração RPON dia. 2,5 x 200 mm
4427	-	Ponta de aspiração RPON dia. 2,5 x 300 mm

4428	-	Ponta de aspiração RPON dia. 2,5 x 400 mm
4429	-	Ponta de aspiração RPON dia. 3,0 x 200 mm
4430	-	Ponta de aspiração RPON dia. 3,0 x 300 mm
4431	-	Ponta de aspiração RPON dia. 3,0 x 400 mm
4432	-	Ponta de aspiração RPON dia. 3,5 x 200 mm
4433	-	Ponta de aspiração RPON dia. 3,5 x 300 mm
4434	-	Ponta de aspiração RPON dia. 3,5 x 400 mm
4435	-	Ponta de aspiração RPON dia. 4,0 x 200 mm
4436	-	Ponta de aspiração RPON dia. 4,0 x 300 mm
4437	-	Ponta de aspiração RPON dia. 4,0 x 400 mm
4438	-	Ponta de aspiração RPON dia. 5,0 x 200 mm
4439	-	Ponta de aspiração RPON dia. 5,0 x 300 mm
4440	-	Ponta de aspiração RPON dia. 5,0 x 400 mm
4441	-	Ponta de aspiração RPON dia. 6,0 x 200 mm
4442	-	Ponta de aspiração RPON dia. 6,0 x 300 mm
4443	-	Ponta de aspiração RPON dia. 6,0 x 400 mm
4444	-	Conector p/ ponta de aspiração 17 cm
KT-0002	-	Ponta de Aspiração c/ 5 peças
2067	-	Aspirador poole reto 24,5 cm
2068	-	Aspirador poole curvo 24,5 cm
2294	-	Ponta de aspiração 1B dia. 1,2 x 150 mm
5119	-	Ponta de aspiração 1B dia. 2,0 x 100 mm
5120	-	Ponta de aspiração 1B dia. 2,0 x 350 mm
5121	-	Ponta de aspiração 1B dia. 2,5 x 100 mm
5122	-	Ponta de aspiração 1B dia. 2,5 x 350 mm
5123	-	Ponta de aspiração 1B dia. 3,0 x 100 mm
5124	-	Ponta de aspiração 1B dia. 3,0 x 350 mm
5125	-	Ponta de aspiração 1B dia. 3,5 x 100 mm
5126	-	Ponta de aspiração 1B dia. 3,5 x 350 mm
5127	-	Ponta de aspiração 1B dia. 4,0 x 100 mm
5128	-	Ponta de aspiração 1B dia. 4,0 x 350 mm
5129	-	Ponta de aspiração 1B dia. 5,0 x 100 mm
5130	-	Ponta de aspiração 1B dia. 5,0 x 350 mm
5131	-	Ponta de aspiração 1B dia. 6,0 x 100 mm
5132	-	Ponta de aspiração 1B dia. 6,0 x 350 mm
5133	-	Ponta de aspiração 1A dia. 2,0 x 100 mm
5134	-	Ponta de aspiração 1A dia. 2,0 x 350 mm
5135	-	Ponta de aspiração 1A dia. 2,5 x 100 mm
5136	-	Ponta de aspiração 1A dia. 2,5 x 350 mm
5137	-	Ponta de aspiração 1A dia. 3,0 x 100 mm
5138	-	Ponta de aspiração 1A dia. 3,0 x 350 mm
5139	-	Ponta de aspiração 1A dia. 3,5 x 100 mm
5140	-	Ponta de aspiração 1A dia. 3,5 x 350 mm
5141	-	Ponta de aspiração 1A dia. 4,0 x 100 mm
5142	-	Ponta de aspiração 1A dia. 4,0 x 350 mm
5143	-	Ponta de aspiração 1A dia. 5,0 x 100 mm
5144	-	Ponta de aspiração 1A dia. 5,0 x 350 mm
5145	-	Ponta de aspiração 1A dia. 6,0 x 100 mm
5146	-	Ponta de aspiração 1A dia. 6,0 x 350 mm
5147	-	Ponta de aspiração 1C dia. 2,0 x 100 mm
5148	-	Ponta de aspiração 1C dia. 2,0 x 350 mm
5149	-	Ponta de aspiração 1C dia. 2,5 x 100 mm
5150	-	Ponta de aspiração 1C dia. 2,5 x 350 mm
5151	-	Ponta de aspiração 1C dia. 3,0 x 100 mm
5152	-	Ponta de aspiração 1C dia. 3,0 x 350 mm
5153	-	Ponta de aspiração 1C dia. 3,5 x 100 mm
5154	-	Ponta de aspiração 1C dia. 3,5 x 350 mm
5155	-	Ponta de aspiração 1C dia. 4,0 x 100 mm
5156	-	Ponta de aspiração 1C dia. 4,0 x 350 mm
5157	-	Ponta de aspiração 1C dia. 5,0 x 100 mm
5158	-	Ponta de aspiração 1C dia. 5,0 x 350 mm
5159	-	Ponta de aspiração 1C dia. 6,0 x 100 mm

5160	-	Ponta de aspiração 1C dia. 6,0 x 350 mm
5161	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 2,0 x 100 mm
5162	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 2,0 x 350 mm
5163	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 2,5 x 100 mm
5164	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 2,5 x 350 mm
5165	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 3,0 x 100 mm
5166	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 3,0 x 350 mm
5167	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 3,5 x 100 mm
5168	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 3,5 x 350 mm
5169	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 4,0 x 100 mm
5170	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 4,0 x 350 mm
5171	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 5,0 x 100 mm
5172	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 5,0 x 350 mm
5173	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 6,0 x 100 mm
5174	-	Ponta de aspiração 1FC dia. 6,0 x 350 mm
5175	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 2,0 x 100 mm
5176	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 2,0 x 350 mm
5177	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 2,5 x 100 mm
5178	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 2,5 x 350 mm
5179	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 3,0 x 100 mm
5180	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 3,0 x 350 mm
5181	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 3,5 x 100 mm
5182	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 3,5 x 350 mm
5183	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 4,0 x 100 mm
5184	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 4,0 x 350 mm
5185	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 5,0 x 100 mm
5186	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 5,0 x 350 mm
5187	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 6,0 x 100 mm
5188	-	Ponta de aspiração 1LA dia. 6,0 x 350 mm
5189	-	Ponta de aspiração 1P dia. 2,0 x 100 mm
5190	-	Ponta de aspiração 1P dia. 2,0 x 350 mm
5191	-	Ponta de aspiração 1P dia. 2,5 x 100 mm
5192	-	Ponta de aspiração 1P dia. 2,5 x 350 mm
5193	-	Ponta de aspiração 1P dia. 3,0 x 100 mm
5194	-	Ponta de aspiração 1P dia. 3,0 x 350 mm
5195	-	Ponta de aspiração 1P dia. 3,5 x 100 mm
5196	-	Ponta de aspiração 1P dia. 3,5 x 350 mm
5197	-	Ponta de aspiração 1P dia. 4,0 x 100 mm
5198	-	Ponta de aspiração 1P dia. 4,0 x 350 mm
5199	-	Ponta de aspiração 1P dia. 5,0 x 100 mm
5200	-	Ponta de aspiração 1P dia. 5,0 x 350 mm
5201	-	Ponta de aspiração 1P dia. 6,0 x 100 mm
5202	-	Ponta de aspiração 1P dia. 6,0 x 350 mm
5203	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 2,0 x 100 mm
5204	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 2,0 x 350 mm
5205	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 2,5 x 100 mm
5206	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 2,5 x 350 mm
5207	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 3,0 x 100 mm
5208	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 3,0 x 350 mm
5209	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 3,5 x 100 mm
5210	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 3,5 x 350 mm
5211	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 4,0 x 100 mm
5212	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 4,0 x 350 mm
5213	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 5,0 x 100 mm
5214	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 5,0 x 350 mm
5215	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 6,0 x 100 mm
5216	-	Ponta de aspiração 1VI dia. 6,0 x 350 mm
5217	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 2,0 x 100 mm
5218	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 2,0 x 350 mm
5219	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 2,5 x 100 mm
5257	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 2,5 x 350 mm
5258	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 3,0 x 100 mm

5259	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 3,0 x 350 mm
5260	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 3,5 x 100 mm
5261	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 3,5 x 350 mm
5262	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 4,0 x 100 mm
5263	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 4,0 x 350 mm
5264	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 5,0 x 100 mm
5265	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 5,0 x 350 mm
5266	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 6,0 x 100 mm
5267	-	Ponta de aspiração 1Z dia. 6,0 x 350 mm
5268	-	Ponta de aspiração 2B dia. 2,0 x 100 mm
5269	-	Ponta de aspiração 2B dia. 2,0 x 350 mm
5270	-	Ponta de aspiração 2B dia. 2,5 x 100 mm
5271	-	Ponta de aspiração 2B dia. 2,5 x 350 mm
5272	-	Ponta de aspiração 2B dia. 3,0 x 100 mm
5273	-	Ponta de aspiração 2B dia. 3,0 x 350 mm
5274	-	Ponta de aspiração 2B dia. 3,5 x 100 mm
5275	-	Ponta de aspiração 2B dia. 3,5 x 350 mm
5277	-	Ponta de aspiração 2B dia. 4,0 x 350 mm
5278	-	Ponta de aspiração 2B dia. 5,0 x 100 mm
5279	-	Ponta de aspiração 2B dia. 5,0 x 350 mm
5280	-	Ponta de aspiração 2B dia. 6,0 x 100 mm
5281	-	Ponta de aspiração 2B dia. 6,0 x 350 mm
5282	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 2,0 x 100 mm
5283	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 2,0 x 350 mm
5284	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 2,5 x 100 mm
5285	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 2,5 x 350 mm
5286	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 3,0 x 100 mm
5287	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 3,0 x 350 mm
5288	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 3,5 x 100 mm
5289	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 3,5 x 350 mm
5290	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 4,0 x 100 mm
5291	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 4,0 x 350 mm
5292	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 5,0 x 100 mm
5293	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 5,0 x 350 mm
5294	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 6,0 x 100 mm
5295	-	Ponta de aspiração 2BQ dia. 6,0 x 350 mm
5296	-	Ponta de aspiração 2E dia. 2,0 x 100 mm
5297	-	Ponta de aspiração 2E dia. 2,0 x 350 mm
5298	-	Ponta de aspiração 2E dia. 2,5 x 100 mm
5299	-	Ponta de aspiração 2E dia. 2,5 x 350 mm
5300	-	Ponta de aspiração 2E dia. 3,0 x 100 mm
5301	-	Ponta de aspiração 2E dia. 3,0 x 350 mm
5302	-	Ponta de aspiração 2E dia. 3,5 x 100 mm
5303	-	Ponta de aspiração 2E dia. 3,5 x 350 mm
5304	-	Ponta de aspiração 2E dia. 4,0 x 100 mm
5305	-	Ponta de aspiração 2E dia. 4,0 x 350 mm
5306	-	Ponta de aspiração 2E dia. 5,0 x 100 mm
5307	-	Ponta de aspiração 2E dia. 5,0 x 350 mm
5308	-	Ponta de aspiração 2E dia. 6,0 x 100 mm
5309	-	Ponta de aspiração 2E dia. 6,0 x 350 mm
5310	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 2,0 x 100 mm
5311	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 2,0 x 350 mm
5312	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 2,5 x 100 mm
5313	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 2,5 x 350 mm
5314	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 3,0 x 100 mm
5315	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 3,0 x 350 mm
5316	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 3,5 x 100 mm
5317	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 3,5 x 350 mm
5318	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 4,0 x 100 mm
5319	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 4,0 x 350 mm
5320	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 5,0 x 100 mm
5321	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 5,0 x 350 mm

5322	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 6,0 x 100 mm
5323	-	Ponta de aspiração 2ECH dia. 6,0 x 350 mm
5325	-	Ponta de aspiração 3B dia. 2,0 x 350 mm
5326	-	Ponta de aspiração 3B dia. 2,5 x 100 mm
5327	-	Ponta de aspiração 3B dia. 2,5 x 350 mm
5328	-	Ponta de aspiração 3B dia. 3,0 x 100 mm
5329	-	Ponta de aspiração 3B dia. 3,0 x 350 mm
5330	-	Ponta de aspiração 3B dia. 3,5 x 100 mm
5331	-	Ponta de aspiração 3B dia. 3,5 x 350 mm
5332	-	Ponta de aspiração 3B dia. 4,0 x 100 mm
5333	-	Ponta de aspiração 3B dia. 4,0 x 350 mm
5334	-	Ponta de aspiração 3B dia. 5,0 x 100 mm
5335	-	Ponta de aspiração 3B dia. 5,0 x 350 mm
5336	-	Ponta de aspiração 3B dia. 6,0 x 100 mm
5337	-	Ponta de aspiração 3B dia. 6,0 x 350 mm
5338	-	Ponta de aspiração 3F dia. 2,0 x 100 mm
5339	-	Ponta de aspiração 3F dia. 2,0 x 350 mm
5340	-	Ponta de aspiração 3F dia. 2,5 x 100 mm
5341	-	Ponta de aspiração 3F dia. 2,5 x 350 mm
5342	-	Ponta de aspiração 3F dia. 3,0 x 100 mm
5343	-	Ponta de aspiração 3F dia. 3,0 x 350 mm
5344	-	Ponta de aspiração 3F dia. 3,5 x 100 mm
5345	-	Ponta de aspiração 3F dia. 3,5 x 350 mm
5346	-	Ponta de aspiração 3F dia. 4,0 x 100 mm
5347	-	Ponta de aspiração 3F dia. 4,0 x 350 mm
5348	-	Ponta de aspiração 3F dia. 5,0 x 100 mm
5349	-	Ponta de aspiração 3F dia. 5,0 x 350 mm
5350	-	Ponta de aspiração 3F dia. 6,0 x 100 mm
5351	-	Ponta de aspiração 3F dia. 6,0 x 350 mm
2293	-	Ponta de aspiração 3G dia. 1,8 x 150 mm
5352	-	Ponta de aspiração 3G dia. 2,0 x 100 mm
5353	-	Ponta de aspiração 3G dia. 2,0 x 350 mm
5354	-	Ponta de aspiração 3G dia. 2,5 x 100 mm
5355	-	Ponta de aspiração 3G dia. 2,5 x 350 mm
5356	-	Ponta de aspiração 3G dia. 3,0 x 100 mm
5357	-	Ponta de aspiração 3G dia. 3,0 x 350 mm
5358	-	Ponta de aspiração 3G dia. 3,5 x 100 mm
5359	-	Ponta de aspiração 3G dia. 3,5 x 350 mm
5360	-	Ponta de aspiração 3G dia. 4,0 x 100 mm
5361	-	Ponta de aspiração 3G dia. 4,0 x 350 mm
5362	-	Ponta de aspiração 3G dia. 5,0 x 100 mm
5363	-	Ponta de aspiração 3G dia. 5,0 x 350 mm
5364	-	Ponta de aspiração 3G dia. 6,0 x 100 mm
5365	-	Ponta de aspiração 3G dia. 6,0 x 350 mm
5366	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 2,0 x 100 mm
5367	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 2,0 x 350 mm
5368	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 2,5 x 100 mm
5369	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 2,5 x 350 mm
5370	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 3,0 x 100 mm
5371	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 3,0 x 350 mm
5372	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 3,5 x 100 mm
5373	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 3,5 x 350 mm
5374	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 4,0 x 100 mm
5375	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 4,0 x 350 mm
5376	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 5,0 x 100 mm
5377	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 5,0 x 350 mm
5378	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 6,0 x 100 mm
5379	-	Ponta de aspiração 3GR dia. 6,0 x 350 mm
5380	-	Ponta de aspiração 3H dia. 2,0 x 100 mm
5381	-	Ponta de aspiração 3H dia. 2,0 x 350 mm
5382	-	Ponta de aspiração 3H dia. 2,5 x 100 mm
5383	-	Ponta de aspiração 3H dia. 2,5 x 350 mm









5384	-	Ponta de aspiração 3H dia. 3,0 x 100 mm
5385	-	Ponta de aspiração 3H dia. 3,0 x 350 mm
5386	-	Ponta de aspiração 3H dia. 3,5 x 100 mm
5387	-	Ponta de aspiração 3H dia. 3,5 x 350 mm
5388	-	Ponta de aspiração 3H dia. 4,0 x 100 mm
5389	-	Ponta de aspiração 3H dia. 4,0 x 350 mm
5390	-	Ponta de aspiração 3H dia. 5,0 x 100 mm
5391	-	Ponta de aspiração 3H dia. 5,0 x 350 mm
5392	-	Ponta de aspiração 3H dia. 6,0 x 100 mm
5393	-	Ponta de aspiração 3H dia. 6,0 x 350 mm
5394	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 2,0 x 100 mm
5395	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 2,0 x 350 mm
5396	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 2,5 x 100 mm
5397	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 2,5 x 350 mm
5398	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 3,0 x 100 mm
5399	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 3,0 x 150 mm
5400	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 3,0 x 350 mm
5401	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 3,5 x 100 mm
5402	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 3,5 x 150 mm
5403	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 3,5 x 350 mm
5404	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 4,0 x 100 mm
5405	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 4,0 x 150 mm
5406	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 4,0 x 350 mm
5407	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 5,0 x 100 mm
5408	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 5,0 x 150 mm
5409	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 5,0 x 350 mm
5410	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 6,0 x 100 mm
5411	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 6,0 x 150 mm
5412	-	Ponta de aspiração 3HR dia. 6,0 x 350 mm
5413	-	Ponta de aspiração 3K dia. 2,0 x 100 mm
5414	-	Ponta de aspiração 3K dia. 2,0 x 150 mm
5415	-	Ponta de aspiração 3K dia. 2,0 x 350 mm
5416	-	Ponta de aspiração 3K dia. 2,5 x 100 mm
5417	-	Ponta de aspiração 3K dia. 2,5 x 150 mm
5418	-	Ponta de aspiração 3K dia. 2,5 x 350 mm
5419	-	Ponta de aspiração 3K dia. 3,0 x 100 mm
5420	-	Ponta de aspiração 3K dia. 3,0 x 150 mm
5421	-	Ponta de aspiração 3K dia. 3,0 x 350 mm
5422	-	Ponta de aspiração 3K dia. 3,5 x 200 mm
5423	-	Ponta de aspiração 3K dia. 3,5 x 350 mm
5424	-	Ponta de aspiração 3K dia. 4,0 x 100 mm
5425	-	Ponta de aspiração 3K dia. 4,0 x 150 mm
5426	-	Ponta de aspiração 3K dia. 4,0 x 350 mm
5427	-	Ponta de aspiração 3K dia. 5,0 x 100 mm
5428	-	Ponta de aspiração 3K dia. 5,0 x 150 mm
5429	-	Ponta de aspiração 3K dia. 5,0 x 350 mm
5430	-	Ponta de aspiração 3K dia. 6,0 x 100 mm
5431	-	Ponta de aspiração 3K dia. 6,0 x 150 mm
5432	-	Ponta de aspiração 3K dia. 6,0 x 350 mm
5433	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 2,0 x 100 mm
5434	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 2,0 x 150 mm
5435	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 2,0 x 350 mm
5436	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 2,5 x 100 mm
5437	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 2,5 x 150 mm
5438	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 2,5 x 350 mm
5439	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 3,0 x 100 mm
5440	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 3,0 x 150 mm
5441	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 3,0 x 350 mm
5442	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 3,5 x 100 mm
5443	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 3,5 x 150 mm
5444	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 3,5 x 350 mm
5445	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 4,0 x 100 mm

5446	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 4,0 x 150 mm
5447	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 4,0 x 350 mm
5448	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 5,0 x 100 mm
5449	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 5,0 x 150 mm
5450	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 5,0 x 350 mm
5451	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 6,0 x 100 mm
5452	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 6,0 x 150 mm
5453	-	Ponta de aspiração 3ME dia. 6,0 x 350 mm
5454	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 2,0 x 100 mm
5455	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 2,0 x 150 mm
5456	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 2,0 x 350 mm
5457	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 2,5 x 100 mm
5458	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 2,5 x 150 mm
5459	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 2,5 x 350 mm
5460	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 3,0 x 100 mm
5461	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 3,0 x 150 mm
5462	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 3,0 x 350 mm
5463	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 3,5 x 100 mm
5464	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 3,5 x 150 mm
5465	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 3,5 x 350 mm
5466	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 4,0 x 100 mm
5467	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 4,0 x 150 mm
5468	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 4,0 x 350 mm
5469	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 5,0 x 100 mm
5470	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 5,0 x 150 mm
5471	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 5,0 x 350 mm
5472	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 6,0 x 100 mm
5473	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 6,0 x 150 mm
5474	-	Ponta de aspiração 5AL dia. 6,0 x 350 mm
5475	-	Ponta de aspiração LE dia. 2,0 x 100 mm
5476	-	Ponta de aspiração LE dia. 2,0 x 150 mm
5477	-	Ponta de aspiração LE dia. 2,0 x 350 mm
5478	-	Ponta de aspiração LE dia. 2,5 x 100 mm
5479	-	Ponta de aspiração LE dia. 2,5 x 150 mm
5480	-	Ponta de aspiração LE dia. 2,5 x 350 mm
5481	-	Ponta de aspiração LE dia. 3,0 x 100 mm
5482	-	Ponta de aspiração LE dia. 3,0 x 150 mm
5483	-	Ponta de aspiração LE dia. 3,0 x 350 mm
5484	-	Ponta de aspiração LE dia. 3,5 x 100 mm
5485	-	Ponta de aspiração LE dia. 3,5 x 150 mm
5486	-	Ponta de aspiração LE dia. 3,5 x 350 mm
5487	-	Ponta de aspiração LE dia. 4,0 x 100 mm
5488	-	Ponta de aspiração LE dia. 4,0 x 150 mm
5489	-	Ponta de aspiração LE dia. 4,0 x 350 mm
5490	-	Ponta de aspiração LE dia. 5,0 x 100 mm
5491	-	Ponta de aspiração LE dia. 5,0 x 150 mm
5492	-	Ponta de aspiração LE dia. 5,0 x 350 mm
5493	-	Ponta de aspiração LE dia. 6,0 x 100 mm
5494	-	Ponta de aspiração LE dia. 6,0 x 150 mm
5495	-	Ponta de aspiração LE dia. 6,0 x 350 mm
5496	-	Ponta de aspiração MF dia. 2,0 x 100 mm
5497	-	Ponta de aspiração MF dia. 2,0 x 150 mm
5498	-	Ponta de aspiração MF dia. 2,0 x 350 mm
5499	-	Ponta de aspiração MF dia. 2,5 x 100 mm
5500	-	Ponta de aspiração MF dia. 2,5 x 150 mm
5501	-	Ponta de aspiração MF dia. 2,5 x 350 mm
5502	-	Ponta de aspiração MF dia. 3,0 x 100 mm
5503	-	Ponta de aspiração MF dia. 3,0 x 150 mm
5504	-	Ponta de aspiração MF dia. 3,0 x 350 mm
5505	-	Ponta de aspiração MF dia. 3,5 x 100 mm
5506	-	Ponta de aspiração MF dia. 3,5 x 150 mm
5507	-	Ponta de aspiração MF dia. 3,5 x 350 mm

5508	-	Ponta de aspiração MF dia. 4,0 x 100 mm
5509	-	Ponta de aspiração MF dia. 4,0 x 150 mm
5510	-	Ponta de aspiração MF dia. 4,0 x 350 mm
5511	-	Ponta de aspiração MF dia. 5,0 x 100 mm
5512	-	Ponta de aspiração MF dia. 5,0 x 150 mm
5513	-	Ponta de aspiração MF dia. 5,0 x 350 mm
5514	-	Ponta de aspiração MF dia. 6,0 x 100 mm
5515	-	Ponta de aspiração MF dia. 6,0 x 150 mm
5516	-	Ponta de aspiração MF dia. 6,0 x 350 mm
5517	-	Ponta de aspiração P3G dia. 2,0 x 100 mm
5518	-	Ponta de aspiração P3G dia. 2,0 x 150 mm
5519	-	Ponta de aspiração P3G dia. 2,0 x 350 mm
5520	-	Ponta de aspiração P3G dia. 2,5 x 100 mm
5521	-	Ponta de aspiração P3G dia. 2,5 x 150 mm
5522	-	Ponta de aspiração P3G dia. 2,5 x 350 mm
5523	-	Ponta de aspiração P3G dia. 3,0 x 100 mm
5524	-	Ponta de aspiração P3G dia. 3,0 x 150 mm
5525	-	Ponta de aspiração P3G dia. 3,0 x 350 mm
5540	-	Ponta de aspiração P3G dia. 3,5 x 100 mm
5541	-	Ponta de aspiração P3G dia. 3,5 x 150 mm
5542	-	Ponta de aspiração P3G dia. 3,5 x 350 mm
5543	-	Ponta de aspiração P3G dia. 4,0 x 100 mm
5544	-	Ponta de aspiração P3G dia. 4,0 x 150 mm
5545	-	Ponta de aspiração P3G dia. 4,0 x 350 mm
5546	-	Ponta de aspiração P3G dia. 5,0 x 100 mm
5547	-	Ponta de aspiração P3G dia. 5,0 x 150 mm
5548	-	Ponta de aspiração P3G dia. 5,0 x 350 mm
5549	-	Ponta de aspiração P3G dia. 6,0 x 100 mm
5550	-	Ponta de aspiração P3G dia. 6,0 x 150 mm
5551	-	Ponta de aspiração P3G dia. 6,0 x 350 mm
5552	-	Ponta de aspiração PY dia. 2,0 x 100 mm
5553	-	Ponta de aspiração PY dia. 2,0 x 150 mm
5554	-	Ponta de aspiração PY dia. 2,0 x 350 mm
5555	-	Ponta de aspiração PY dia. 2,5 x 100 mm
5556	-	Ponta de aspiração PY dia. 2,5 x 150 mm
5557	-	Ponta de aspiração PY dia. 2,5 x 350 mm
5558	-	Ponta de aspiração PY dia. 3,0 x 100 mm
5559	-	Ponta de aspiração PY dia. 3,0 x 150 mm
5560	-	Ponta de aspiração PY dia. 3,0 x 350 mm
5561	-	Ponta de aspiração PY dia. 3,5 x 100 mm
5562	-	Ponta de aspiração PY dia. 3,5 x 150 mm
5563	-	Ponta de aspiração PY dia. 3,5 x 350 mm
5564	-	Ponta de aspiração PY dia. 4,0 x 100 mm
5565	-	Ponta de aspiração PY dia. 4,0 x 150 mm
5566	-	Ponta de aspiração PY dia. 4,0 x 350 mm
5567	-	Ponta de aspiração PY dia. 5,0 x 100 mm
5568	-	Ponta de aspiração PY dia. 5,0 x 150 mm
5569	-	Ponta de aspiração PY dia. 5,0 x 350 mm
5570	-	Ponta de aspiração PY dia. 6,0 x 100 mm
5571	-	Ponta de aspiração PY dia. 6,0 x 150 mm
5572	-	Ponta de aspiração PY dia. 6,0 x 350 mm
5573	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 2,0 x 100 mm
5574	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 2,0 x 150 mm
5575	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 2,0 x 350 mm
5576	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 2,5 x 100 mm
5577	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 2,5 x 150 mm
5578	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 2,5 x 350 mm
5579	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 3,0 x 100 mm
5580	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 3,0 x 150 mm
5581	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 3,0 x 350 mm
5582	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 3,5 x 100 mm
5583	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 3,5 x 150 mm

5584	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 3,5 x 350 mm
5585	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 4,0 x 100 mm
5586	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 4,0 x 150 mm
5587	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 4,0 x 350 mm
5588	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 5,0 x 100 mm
5589	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 5,0 x 150 mm
5590	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 5,0 x 350 mm
5591	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 6,0 x 100 mm
5592	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 6,0 x 150 mm
5593	-	Ponta de aspiração RIZ dia. 6,0 x 350 mm
5594	-	Ponta de aspiração RPON dia. 2,0 x 100 mm
5595	-	Ponta de aspiração RPON dia. 2,0 x 150 mm
5596	-	Ponta de aspiração RPON dia. 2,0 x 350 mm
5597	-	Ponta de aspiração RPON dia. 2,5 x 100 mm
5598	-	Ponta de aspiração RPON dia. 2,5 x 150 mm
5599	-	Ponta de aspiração RPON dia. 2,5 x 350 mm
5600	-	Ponta de aspiração RPON dia. 3,0 x 100 mm
5601	-	Ponta de aspiração RPON dia. 3,0 x 150 mm
5602	-	Ponta de aspiração RPON dia. 3,0 x 350 mm
5603	-	Ponta de aspiração RPON dia. 3,5 x 100 mm
5604	-	Ponta de aspiração RPON dia. 3,5 x 150 mm
5605	-	Ponta de aspiração RPON dia. 3,5 x 350 mm
5606	-	Ponta de aspiração RPON dia. 4,0 x 100 mm
5607	-	Ponta de aspiração RPON dia. 4,0 x 150 mm
5608	-	Ponta de aspiração RPON dia. 4,0 x 350 mm
5609	-	Ponta de aspiração RPON dia. 4,0 x 100 mm
5610	-	Ponta de aspiração RPON dia. 4,0 x 150 mm
5611	-	Ponta de aspiração RPON dia. 5,0 x 350 mm
5612	-	Ponta de aspiração RPON dia. 6,0 x 100 mm
5613	-	Ponta de aspiração RPON dia. 6,0 x 150 mm
5614	-	Ponta de aspiração RPON dia. 6,0 x 350 mm
5615	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 2,0 x 100 mm
5616	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 2,0 x 150 mm
5617	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 2,0 x 200 mm
5618	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 2,0 x 300 mm
5619	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 2,0 x 350 mm
5620	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 2,0 x 400 mm
5621	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 2,5 x 100 mm
5622	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 2,5 x 150 mm
5623	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 2,5 x 200 mm
5624	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 2,5 x 300 mm
5625	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 2,5 x 350 mm
5626	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 2,5 x 400 mm
5627	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 3,0 x 100 mm
5628	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 3,0 x 150 mm
5629	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 3,0 x 200 mm
5630	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 3,0 x 300 mm
5631	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 3,0 x 350 mm
5632	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 3,0 x 400 mm
5633	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 3,5 x 100 mm
5634	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 3,5 x 150 mm
5635	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 3,5 x 200 mm
5636	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 3,5 x 300 mm
5637	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 3,5 x 350 mm
5638	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 3,5 x 400 mm
5639	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 4,0 x 100 mm
5640	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 4,0 x 150 mm
5641	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 4,0 x 200 mm
5642	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 4,0 x 300 mm
5643	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 4,0 x 350 mm
5644	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 4,0 x 400 mm
5645	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 5,0 x 100 mm

5646	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 5,0 x 150 mm
5647	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 5,0 x 200 mm
5648	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 5,0 x 300 mm
5649	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 5,0 x 350 mm
5650	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 5,0 x 400 mm
5651	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 6,0 x 100 mm
5652	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 6,0 x 150 mm
5653	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 6,0 x 200 mm
5654	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 6,0 x 300 mm
5655	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 6,0 x 350 mm
5656	-	Ponta de aspiração 3G2B dia. 6,0 x 400 mm
5112	-	Aspirador especial C.T. face
5113	-	Aspirador especial C.T. mama
5096	-	Aspirador especial C.T. diam.2,5mm
5097	-	Aspirador especial C.T. diam.3,0mm
5098	-	Aspirador especial C.T. diam.3,5mm
5099	-	Aspirador especial C.T. diam.4,0mm
5100	-	Aspirador especial C.T. c/ ponta diam.2,5mm
5101	-	Aspirador especial C.T. c/ ponta diam.3,0mm
5102	-	Aspirador especial C.T. c/ ponta diam.3,5mm
5103	-	Aspirador especial C.T. c/ ponta diam.4,0mm
5104	-	Aspirador especial C.T. Microlaringe diam. 1,5 mm
5105	-	Aspirador especial C.T. Microlaringe diam. 2,0 mm
5106	-	Aspirador especial C.T. Microlaringe diam. 2,5 mm
5107	-	Aspirador especial C.T. Microlaringe diam. 3,0 mm
5108	-	Aspirador especial C.T. Microlaringe diam. 3,5 mm
5109	-	Aspirador especial C.T. Microlaringe diam. 4,0 mm
5110	-	Aspirador especial C.T. Microlaringe diam. 4,5 mm
5111	-	Aspirador especial C.T. Microlaringe diam. 5,0 mm

Explicação da simbologia utilizada no rótulo	
	Número de referência
	Número de lote
	Data de validade
	Fabricante
	Data de fabricação
	Não estéril
	Consultar as instruções de uso
	Mantenha seco



Mantenha ao abrigo do sol

Fabricado por: Factory Instrumental Cirúrgico Indústria e Comércio LTDA.

Rua: Ambrosia do México, 392-398, Jd. Cidade Pirituba

CEP: 02945-040 - São Paulo - SP - Brasil

CNPJ: 56.294.952/0001-10

Insc. Estadual 111.573.179.110

Autorização de Funcionamento: 8.02.183-1

www.factorycirurgico.com.br – SAC: +55 11 3972-4847

Responsável Técnico Eng. Rogério Guedelha Massano

CREA-SP: 5063257311

Registro ANVISA: 80218310029

Revisão 00-06/17