

Instrução de Uso em formato não impresso conforme IN N°4 de 15/06/12

Esta Instrução de Uso está disponível no site: [www.factorycirurgico.com.br](http://www.factorycirurgico.com.br)

Para consultar no site a instrução de uso pertinente ao produto desejado, basta verificar no rótulo o número de registro, o número de referência do produto e o modelo comercial.

### **Modo de Uso do Produto**

Os INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY devem ser utilizados somente por profissionais qualificados e devidamente treinados de acordo com as técnicas médicas disponíveis e apropriadas para a utilização do produto.

### **Instruções:**

A seleção dos instrumentais é parte integrante do planejamento cirúrgico e ambulatorial e deve ser realizada por meio de uma solicitação médica formal que indique a técnica pretendida, as características do instrumento a ser usado e as especificações dos componentes integrantes do sistema de instrumentais. É muito importante realizar uma inspeção minuciosa em cada componente que atente pelas condições de uso e limpeza. A esterilização é obrigatória e deve ter sua eficiência comprovada. A revisão da técnica de instrumentação cirúrgica e/ou ambulatorial antes da utilização efetiva torna o procedimento mais eficiente.

### **PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO E REUTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS**

### **Utilização:**

A utilização dos INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY deve sempre ser feita sob orientação técnica e restrita à ambientes clínicos e hospitalares; com os seguintes cuidados:

**Inspeções:** Só poderão ser utilizados os instrumentais submetidos à inspeção técnica prévia.

**Inspeção Técnica:** Os INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY antes de serem disponibilizados para uso devem ser submetidos à inspeção técnica por responsável habilitado. As peças reprovadas devem ser separadas para revisão e manutenção pelo fornecedor ou destinadas para descarte. A inspeção deve verificar as características associadas à conservação e a funcionalidade do instrumental, incluindo aspectos superficiais, como manchas, oxidações e danos, além de características pertinentes a cada instrumental, tais como facilidade de articulação e capacidade de apreensão.

**Limpeza:** - Os INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY devem ser limpos com álcool para fins médicos a 70% + água destilada 30%. Após limpeza, os produtos devem ser enxaguados com água destilada estéril, e secos com pano de limpeza que não libere fibras. **IMPORTANTE:** Detergente com cloro livre ou hidróxido de sódio não devem ser usados.

**Esterilização:** Os INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY devem ser esterilizados antes do uso. Os parâmetros adequados do processo para cada equipamento e volume, devem ser analisados e conduzidos por pessoas treinadas e especializadas em processos de esterilização, assegurando a completa eficiência desse procedimento. Nota: Todo o instrumental deve ser limpo tão logo o término do procedimento cirúrgico, desta forma evitando o endurecimento de líquidos originados do trabalho cirúrgico. Todo processo de limpeza deve ser feito com ordem e cuidado, evitando quedas, batidas que possam comprometer os instrumentais.

**Reutilização:** O processo para reutilização dos INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY envolve, no mínimo, seis etapas básicas: limpeza prévia, descontaminação, lavagem, enxágüe, secagem e esterilização. Recomenda-se que todo instrumental seja limpo imediatamente após o procedimento cirúrgico em que for empregado evitando o endurecimento de sujidades oriundas deste procedimento. A limpeza deve ter uma padronização evitando a disseminação de contaminação e danos ao instrumental. Todo procedimento de limpeza manual deve ser realizado utilizando-se equipamentos de proteção individual apropriados. Nas operações de limpeza em equipamentos automáticos, as instruções dos fabricantes devem ser rigorosamente seguidas, em especial quanto aos produtos e à qualidade da água a serem empregados. Em hipótese alguma, deve-se empregar palhas de aço ou outros produtos abrasivos, mesmo os saponáceos para remoção de sujidades remanescentes de qualquer etapa do processo de limpeza. Deve-se assegurar que os instrumentais, estejam livres de qualquer produto de preservação, bem como de qualquer sujidade oriunda da estocagem ou do procedimento de reparo. A de produtos não hidrossolúveis pode acarretar a formação de barreiras físicas, protegendo microorganismos da ação de germicidas, bem como proporcionar a retenção de sujidades indesejáveis à posterior utilização do instrumental. A qualidade da água é fator fundamental tanto para o processo de limpeza, quanto para a conservação do instrumental. A presença de elementos particulados, a concentração de elementos ou substâncias químicas, e o desequilíbrio de pH pode deteriorar o instrumento durante o processo de limpeza. A combinação de alguns destes parâmetros pode levar a incrustação de precipitados minerais, não elimináveis na fase de remoção de incrustações de matéria orgânica, bem como à indução do processo de corrosão do aço inoxidável, como no caso de presença excessiva de cloretos. Recomenda-se que a água empregada na lavagem do instrumental esteja de acordo com as exigências de qualidade estabelecida no processo de esterilização.

**Limpeza prévia:** O instrumental deve ser mergulhado, em um recipiente apropriado contendo água e detergente, preferencialmente enzimático, à temperatura ambiente. A seguir, deve ser rigorosamente lavado em água corrente, preferencialmente morna. Essa fase deve sempre ser realizada com água a temperaturas inferiores a 45°C, pois temperaturas mais elevadas causam a coagulação das proteínas, dificultando o processo de remoção de incrustações do instrumental.

**Descontaminação:** - É feita através da imersão do instrumental, em um recipiente apropriado contendo solução de desinfetante em água, à temperatura ambiente (desinfecção química), ou em banho aquecido (desinfecção termoquímica). O tempo de imersão do instrumental depende tanto da temperatura de operação, quanto da diluição, e do tipo de desinfetante empregado.

**Lavagem:** - As peças devem ser totalmente escovadas, com escova de cerdas macias, dando-se especial atenção às articulações, serrilhas e cremalheiras. Especial atenção deve ser dada às áreas de difícil acesso, onde pode ocorrer a retenção de tecidos orgânicos e a deposição de secreções ou soluções desinfetantes.

**Enxágüe:** - O instrumental deve ser enxaguado, abundantemente, em água corrente. Recomenda-se a utilização de água aquecida para o enxágüe do instrumental.

**Secagem:** - Deve-se assegurar que os processos de secagem não introduzam umidade, partículas ou felpas na superfície do instrumental. Recomenda-se que o tecido seja absorvente, macio.

**Descarte:** O descarte de peças desqualificadas deve ser feito sob avaliação e orientação técnica. Após a substituição, destruir os componentes danificados evitando o uso posterior de forma indevida.

#### **Condições de Armazenamento**

O instrumental deve ser armazenado em local limpo e seco, de modo a evitar danos à embalagem. O mesmo não pode ser estocado com produtos e resíduos químicos que possam desprender vapores corrosivos.

#### **Condições para o Transporte**

O instrumental deve ser transportado em local limpo e seco, de modo a evitar danos à embalagem. O mesmo não pode ser transportado com produtos e resíduos químicos que possam desprender vapores corrosivos.

#### **Condições de Manipulação**

Deve-se manusear os instrumentos cuidadosamente para evitar danos e alterações de suas características. Evitando batidas e quedas bruscas.

#### **Advertências**

O produto deve ser utilizado unicamente na finalidade para a qual é indicado, o mesmo deve ser utilizado por profissionais da área com conhecimento sobre o manuseio do mesmo. Todos os instrumentais não apresentam contra indicações desde que suas finalidades, precauções, limpeza e esterilização sejam seguidas corretamente.

#### **Precauções**

É necessário que o profissional tenha formação especializada em técnicas estabelecidas. O manuseio dos instrumentais deve ser feita por pessoas qualificadas. A infra estrutura e higiene devem ser garantidas na manipulação dos produtos. Nunca armazenar instrumentais limpos em locais que possam ser focos de contaminação. Todos os instrumentais deteriorados ou que apresentarem indícios de corrosão deverão ser separados para evitar que o processo de corrosão se alastre. Deve se ter muito cuidado com a temperatura e o período na hora da esterilização, pois os danos podem ser irreversíveis, nunca deve ser ultrapassados a esterilização em:

Auto Clave, à temperatura de 121°C por um período de 30 minutos.

Auto Clave de Alto Vácuo, à temperatura de 132°C por um período de 4 minutos.

Estufa, à temperatura de 170°C por um período de 120 minutos.

#### **Contra Indicações**

Todos os instrumentais não apresentam contra indicações desde que suas finalidades, precauções, limpeza e esterilização sejam seguidas corretamente.

#### **Efeitos Adversos**

Não ocorrerão efeitos adversos, desde que sejam atendidas todas as recomendações presentes na Instrução de Uso.

#### **Modelos Comerciais:**

1757	-	Afastador obwegeser curva p/ cima 210 x 25 x 7 mm
1758	-	Afastador obwegeser curva p/ cima 210 x 31 x 10 mm
1759	-	Afastador obwegeser curva p/ cima 210 x 42 x 11 mm

1760	-	Afastador obwegeser curva p/ cima 210 x 55 x 12 mm
1761	-	Afastador obwegeser curva p/ cima 210 x 70 x 14 mm
1762	-	Afastador obwegeser curva p/ cima 210 x 80 x 16 mm
1763	-	Afastador obwegeser curva p/ baixo 210 x 25 x 7 mm
1764	-	Afastador obwegeser curva p/ baixo 210 x 31 x 10 mm
1765	-	Afastador obwegeser curva p/ baixo 210 x 42 x 11 mm
1766	-	Afastador obwegeser curva p/ baixo 210 x 55 x 12 mm
1767	-	Afastador obwegeser curva p/ baixo 210 x 65 x 14 mm
1768	-	Afastador obwegeser curva p/ baixo 210 x 70 x 14 mm
1769	-	Afastador obwegeser curva p/ baixo 210 x 80 x 16 mm
1770	-	Afastador mini langenbeck 160 x 10 x 6 mm
1771	-	Afastador mini langenbeck 160 x 17 x 5 mm
1772	-	Afastador mini langenbeck 160 x 20 x 6 mm
1773	-	Afastador mini langenbeck 160 x 22 x 8 mm
2252	-	Afastador langenbeck curva 210 x 20 x 7 mm
2253	-	Afastador langenbeck curva 210 x 30 x 7 mm
2254	-	Afastador langenbeck curva 210 x 30 x 10 mm
2255	-	Afastador langenbeck curva 210 x 30 x 15 mm
2256	-	Afastador langenbeck curva 210 x 30 x 20 mm
2257	-	Afastador langenbeck curva 210 x 42 x 16 mm
2258	-	Afastador langenbeck curva 210 x 35 x 7 mm
2259	-	Afastador langenbeck curva 210 x 35 x 15 mm
1774	-	Afastador langenbeck curva 210 x 28 x 10 mm
1775	-	Afastador langenbeck curva 210 x 28 x 14 mm
1776	-	Afastador langenbeck curva 210 x 28 x 16 mm
1777	-	Afastador langenbeck curva 210 x 30 x 11 mm
1778	-	Afastador langenbeck curva 210 x 30 x 14 mm
1779	-	Afastador langenbeck curva 210 x 30 x 16 mm
1780	-	Afastador langenbeck curva 210 x 33 x 14 mm
2223	-	Afastador langenbeck curva 210 x 35 x 10 mm
1781	-	Afastador langenbeck curva 210 x 40 x 10 mm
1782	-	Afastador langenbeck curva 210 x 40 x 13 mm
1783	-	Afastador langenbeck curva 210 x 50 x 11 mm
1784	-	Afastador langenbeck curva 210 x 55 x 11 mm
1785	-	Afastador langenbeck curva 210 x 60 x 10 mm
1786	-	Afastador langenbeck curva 210 x 60 x 11 mm
1787	-	Afastador langenbeck curva 210 x 60 x 12 mm
1788	-	Afastador langenbeck curva 210 x 60 x 20 mm
1789	-	Afastador langenbeck curva 210 x 70 x 14 mm
1790	-	Afastador langenbeck curva 210 x 80 x 12 mm
1791	-	Afastador langenbeck curva 210 x 85 x 15 mm
1792	-	Afastador love 14 cm
1793	-	Afastador love 16 cm
1794	-	Afastador love 20 cm
1795	-	Afastador kocher 230 x 40 x 18 mm
1796	-	Afastador kocher 230 x 60 x 25 mm
1797	-	Afastador kocher 230 x 75 x 30 mm
1798	-	Afastador kocher 230 x 75 x 40 mm
1799	-	Afastador senn muller agudo 16 cm
1800	-	Afastador senn miller rombo 16 cm
1801	-	Afastador cushing 205 mm
1802	-	Afastador cushing 205 x 10 x 13 mm
1803	-	Afastador cushing 205 x 14 x 18 mm
1804	-	Afastador deaver 315 mm
1805	-	Afastador deaver 320 mm
1806	-	Afastador deaver 365 mm
1807	-	Afastador deaver 19 x 180 mm
1808	-	Afastador deaver 22 x 215 mm
1809	-	Afastador deaver 25 x 230 mm
1810	-	Afastador deaver 25 x 300 mm
1811	-	Afastador deaver 25 x 360 mm
1812	-	Afastador deaver 38 x 300 mm

1813	-	Afastador deaver 50 x 300 mm
1814	-	Afastador deaver 75 x 300 mm
1815	-	Afastador fomom 2 bolinhas 16 cm
1816	-	Afastador holmann 375 x 65 mm
1817	-	Afastador holmann 400 x 110 mm
1818	-	Afastador em L pequeno 28 cm
1819	-	Afastador em L médio 28 cm
1820	-	Afastador em L grande 28 cm
1821	-	Afastador masing 140 mm
1822	-	Afastador senn muller agudo 18 cm
2251	-	Afastador senn muller rombo 18 cm
1823	-	Afastador meyerding 5 x10 x 160 mm
1824	-	Afastador meyerding 18 x 7 x 160 mm
1825	-	Afastador volkmann agudo 220 mm
1826	-	Afastador volkmann rombo 220 mm
1827	-	Afastador volkmann 2 dentes 220 mm
1828	-	Afastador volkmann 3 dentes 220 mm
1829	-	Afastador volkmann 4 dentes 220 mm
1830	-	Afastador volkmann 6 dentes 220 mm
1831	-	Afastador volkmann 8 dentes 220 mm
1832	-	Afastador kocher 2 dentes 220 mm
1833	-	Afastador kocher 3 dentes 220 mm
1834	-	Afastador kocher 4 dentes 220 mm
1835	-	Afastador kocher 5 dentes 220 mm
2260	-	Passador de fio
1836	-	Afastador scoville Ang. p/ nervos 6 x 230 mm
1837	-	Afastador scoville reto. p/ nervos 8 x 230 mm
1838	-	Afastador kocher agudo 205 mm
1839	-	Afastador kocher rombo 205 mm
1840	-	Afastador israel 4 dentes 250 mm
1841	-	Afastador israel 5 dentes 250 mm
1842	-	Afastador israel 6 dentes 250 mm
1843	-	Afastador israel 7 dentes 250 mm
1844	-	Afastador taylor 50 x 35 x 195 mm
1845	-	Afastador taylor 55 x 35 x 200 mm
1846	-	Afastador taylor 250 x 32 x 102 mm
1847	-	Afastador taylor 250 x 32 x 76 mm
1848	-	Afastador taylor especial 250 mm
1849	-	Afastador Cooley direito 215 mm
1850	-	Afastador Cooley direito denteado 215 mm
1851	-	Afastador Cooley esquerdo 230 mm
1852	-	Afastador farabeuf 7 x 100 mm
1853	-	Afastador farabeuf 10 x 120 mm
1854	-	Afastador farabeuf 13 x 125 mm
1855	-	Afastador farabeuf 15 x 150 mm
1856	-	Afastador farabeuf 20 x 180 mm
1857	-	Afastador farabeuf 25 x 180 mm
1858	-	Afastador richardson 28 x 20 x 230 mm
1859	-	Afastador richardson 36 x 28 x 230 mm
1860	-	Afastador richardson 44 x 38 x 230 mm
1861	-	Afastador aba nasal 19 cm n°1
1862	-	Afastador aba nasal 19 cm n°2
2267	-	Afastador aba nasal P
2268	-	Afastador aba nasal M
2269	-	Afastador aba nasal G
1863	-	Afastador dedal agudo 65 mm
1864	-	Afastador dedal rombo 65 mm
1865	-	Afastador dedal c/ bolinha 65 mm
1866	-	Afastador malianic n°1 65 mm
1867	-	Afastador malianic n°2 80 mm
1875	-	Afastador alfricht c/ cabo 18 cm
1876	-	Afastador alfricht c/ cabo 16 cm

1877	-	Afastador freeman/ kilner 14 cm
1878	-	Afastador freeman curto 4 garras 6 cm
1879	-	Afastador freeman 14 cm
1880	-	Afastador freeman largo 4 garras 14 cm
1881	-	Afastador freeman largo 7 garras 14 cm
1882	-	Afastador lavassier 20 cm
1883	-	Afastador c/ cabo tipo branemark 18 cm
1884	-	Afastador bennet 220 x 40 mm
1885	-	Afastador bennet 235 x 65 mm
1886	-	Afastador cushing 19 cm
1887	-	Afastador cushing 23 cm 10 x 13 mm
1888	-	Afastador cushing 23 cm 22 x 13 mm
1889	-	Afastador davidson n°1 195 mm
1890	-	Afastador davidson n°2 195 mm
1891	-	Afastador davidson 74 x 92 x 195 mm
1892	-	Afastador sternberg duplo 12 cm
1893	-	Afastador sternberg duplo 14 cm
1894	-	Afastador sternberg duplo 16 cm
1895	-	Afastador sternberg simples 12 cm
1896	-	Afastador sternberg simples 14 cm
1897	-	Afastador sternberg simples 16 cm
1898	-	Afastador de mead universal 16 cm
1899	-	Afastador holmann 10 x 160 mm
1900	-	Afastador holmann 17 x 170 mm
1901	-	Afastador holmann 18 x 240 mm
1902	-	Afastador holmann pta fina 18 x 240 mm
1903	-	Afastador holmann 2,8 x 14 x 12 x 140 mm
1904	-	Afastador holmann 20 x 200 mm
1905	-	Afastador holmann 20 x 255 mm
1906	-	Afastador holmann 10 x 220 mm
1907	-	Afastador holmann delicada 10 x 220 mm
1908	-	Afastador holmann pta fina 17 x 240 mm
1909	-	Afastador holmann pta grossa 17 x 240 mm
1910	-	Afastador holmann pta grossa 25 x 240 mm
1911	-	Afastador holmann pta arredonda 25 x 260 mm
1912	-	Afastador holmann 24 x 260 mm
1913	-	Afastador holmann curvo 270 mm
1914	-	Afastador holmann ponta 34 x 285 mm
1915	-	Afastador holmann 3,5 x 18 x 17 x 240 mm
1916	-	Afastador holmann 3,5 x 22 x 17 x 240 mm
1917	-	Afastador holmann 30 x 400 mm
1918	-	Afastador holmann pta romba 30 x 400 mm
1919	-	Afastador holmann 32 x 225 mm
1920	-	Afastador holmann pta romba 35 x 225 mm
1921	-	Afastador holmann 3 x 140 mm
1922	-	Afastador holmann pta fina 43 x 240 mm
1923	-	Afastador holmann 43 x 400 mm
1924	-	Afastador holmann pta romba 43 x 400 mm
1925	-	Afastador holmann 5 x 150 mm
1926	-	Afastador holmann 7 x 14 x 12 x 150 mm
1927	-	Afastador holmann 70 x 300 mm
1928	-	Afastador holmann 7 x 150 mm
1929	-	Afastador holmann 90 x 300 mm
1930	-	Afastador holmann estreito 270 mm
1931	-	Afastador holmann longo 20 x 500 mm
1932	-	Afastador holmann longo 30 x 270 mm
1933	-	Afastador holmann médio 300 mm
1934	-	Afastador holmann mini 160 mm
1935	-	Afastador holmann pequenos fragmentos 160 mm
1936	-	Afastador holmann pta fina 300 mm
1937	-	Afastador holmann pta fina 500 mm
1938	-	Afastador holmann pta grossa 500 mm

1939	-	Afastador pélvico simples pta 24 x 270 mm
1940	-	Afastador Schumacher 18 x 290 mm
1941	-	Afastador Schumacher 18 x 345 mm
1942	-	Afastador wagner pta 17 x 220 mm
1943	-	Afastador Love Ang. 45 ° 19 cm
1944	-	Afastador Love Ang. 90 ° 19 cm
1945	-	Afastador umeral 25 x 20 x 240 mm
1946	-	Afastador umeral 35 x 20 x 240 mm
1947	-	Afastador de raiz 280 mm
1948	-	Afastador manual 3x 105 x 195 mm
1949	-	Afastador Iris tp mola 6 x 12 x 100 mm
1950	-	Afastador Iris tp mola 8 x 12 x 100 mm
1951	-	Afastador Iris tp mola 10 x 12 x 100 mm
1952	-	Afastador de progenismo e ramo 22 x 10 cm
1953	-	Afastador de nervo auxiliar 23 x 20 x 50 cm
1954	-	Afastador de cabeça úmero 22 cm ponta 18 mm
1955	-	Afastador de mento obwegeser 140 mm
1956	-	Afastador minessota 140 mm
1958	-	Afastador de ramo n°1 210 mm
1959	-	Afastador de ramo n°2 210 mm
1960	-	Afastador de ramo n°3 210 mm
1961	-	Afastador blount p/ joelho 18 cm
1962	-	Afastador blount 2 pontas 27 cm
1963	-	Afastador blount simples 27 cm
1964	-	Afastador ragnell-davis 14 cm
1965	-	Afastador saad-barbeiro 160 mm
1966	-	Afastador allison p/ tórax grande 30 cm
1967	-	Afastador allison p/ tórax pequeno 26 cm
1968	-	Afastador atrail direito 24 cm
1969	-	Afastador atrail esquerdo 24 cm
1970	-	Afastador diam. 1 x 290 mm
1971	-	Afastador diam. 3 x 290 mm
1972	-	Afastador aufranc 26 cm pta aguda lisa 10 mm
1973	-	Afastador aufranc 26 cm pta aguda serr. 10 mm
1974	-	Afastador aufranc 26 cm pta romba lisa 10 mm
1975	-	Afastador aufranc 26 cm pta romba serr. 10 mm
2070	-	Alavanca de reidbrink n°1 infantil reta 150 mm
2071	-	Alavanca de reidbrink n°1 adulto reta 150 mm
2072	-	Alavanca de reidbrink n°2 adulto esquerda 150 mm
2073	-	Alavanca de reidbrink n°2 infantil esquerda 150 mm
2074	-	Alavanca de reidbrink n°3 adulto direita 150 mm
2075	-	Alavanca de reidbrink n°3 infantil direita 150 mm
2076	-	Alavanca de winter direita 150 mm
2077	-	Alavanca de winter esquerda 150 mm
2078	-	Alavanca de lectuse reta 150 mm
2079	-	Alavanca de seldin n°1 direita adulto 150 mm
2080	-	Alavanca de seldin n°1 direita infantil 150 mm
2081	-	Alavanca de seldin n°1 esquerda adulto 150 mm
2082	-	Alavanca de seldin n°1 esquerda infantil 150 mm
2083	-	Alavanca de seldin n°2 adulto 150 mm
2084	-	Alavanca de seldin n°2 infantil 150 mm
2085	-	Alavanca apical direito adulto 150 mm
2086	-	Alavanca apical direito infantil 150 mm
2087	-	Alavanca apical esquerdo adulto 150 mm
2088	-	Alavanca apical esquerdo infantil 150 mm
2089	-	Alavanca apical reto adulto 150 mm
2090	-	Alavanca apical reto infantil 150 mm
2091	-	Abaixador de língua Bruennings 19 cm
2092	-	Abaixador de língua weider 19 cm
2093	-	Abaixador de língua tobold 14 cm
2094	-	Bastão de ueno 330 mm
2102	-	Bainha C.R TP diafragma s/ torn. diam.6,5 mm x 4,5 cm

2103	-	Bainha C.R TP diafragma s/ torn. diam.5,0 mm x 4,5 cm
2104	-	Bainha C.R TP diafragma s/ torn. diam.10,0 mm x 6 cm
2107	-	Bainha C.R TP janela s/ torn. diam.5,0 mm x 4,5 cm
2108	-	Bainha C.R TP janela s/ torn.diam.10,0 mm x 6 cm
2112	-	Bainha p/ trocater TP diafragma s/ torn.diam. 10,0 mm x 14 cm
2115	-	Bainha p/ trocater TP diafragma s/ torn. diam.5,0 mm x 11 cm
2116	-	Bainha p/ trocater TP diafragma s/ torn. diam.3,0 mm x 11 cm
2117	-	Bainha p/ trocater TP diafragma s/ torn. diam.10,0 mm x 11,5 cm
2121	-	Bainha p/ trocater TP janela s/ torn. diam.5,0 mm x 11 cm
2122	-	Bainha p/ trocater TP janela s/ torn. diam.10,0 mm x 10 cm
2124	-	Bainha rosqueavel p/ trocater TP diafr.s/ torn.diam.5,0mm x 11 cm
2129	-	Bainha rosqueavel p/ trocater TP janela s/ torn. diam.5,0 mm x 11 cm
2130	-	Bainha rosqueavel p/ trocater TP janela s/ torn.diam. 10,0 mm x 10 cm
2131	-	Bainha rosqueavel p/ Trocater TP diafragma s/ torn. diam. 10,0 mm x 11,5 cm
2138	-	Bainha rosqueavel TP diafragma s/ torn. diam. 12,0 mm x 11,5 cm
2141	-	Bainha TP diafragma obesidade s/ torn.diam. 12,0 mm x 14 cm
2143	-	Bainha TP janela Obesidade s/ torn.diam. 10,0 mm x 14 cm
2144	-	Descolador triangular p/ septo 14 cm
2145	-	Afastador Abdominal Dr. Saldanha c/ Pá 20 cm
2147	-	Batedor e condensador ósseo 160 mm
2167	-	Cabo p/ bisturi N° 3 13 cm
2168	-	Cabo p/ bisturi N° 4 14 cm
2169	-	Cabo p/ bisturi N° 3 e 4 duplo 17 cm
2170	-	Cabo p/ bisturi N° 5 14 cm
2171	-	Cabo p/ bisturi N° 7 17 cm
2172	-	Cabo p/ serra de gigli esquerdo 9 cm
2173	-	Cabo p/ serra de gigli direito 9 cm
2174	-	Cabo p/ serra de gigli par 9 cm
2175	-	Cabo p/ espelho
2176	-	Cabo p/ bisturi lamina dupla 13 cm
2177	-	Cabo p/ bisturi angulado lateral 13 cm
2178	-	Cabo p/ bisturi angulado vertical 13 cm
2179	-	Cabo p/ bisturi reto chato 13 cm
2180	-	Cabo p/ bisturi reto redondo 13 cm
2181	-	Cabo p/ componente protético p/ He 10 cm
2182	-	Cabo p/ componente protético p/ Hi 10 cm
2183	-	Afastador Abdominal Light 30 cm
2184	-	Afastador dedal 80 mm
2185	-	Afastador dedal c/ Apoio 80 mm
2187	-	Condutor de serra de gigli duplo 300 mm
2188	-	Condutor de serra de gigli simples 300 mm
2189	-	Calcador de fio retrator n°1 16 cm
2190	-	Calcador de fio retrator n°2 16 cm
2191	-	Calcador paiva n°1 16 cm
2192	-	Calcador paiva n°2 16 cm
2193	-	Calcador paiva n°3 16 cm
2194	-	Calcador paiva n°4 16 cm
2196	-	Descolador de Buck n°1 16 cm
2197	-	Descolador de Buck n°2 16 cm
2198	-	Descolador de Buck n°3 16 cm
2199	-	Descolador de Buck n°4 16 cm
2200	-	Descolador de Buck n°5 16 cm
2201	-	Descolador de cerumen n°1 16 cm
2202	-	Descolador de cerumen n°2 16 cm
2203	-	Descolador de cerumen n°3 16 cm
2204	-	Descolador de cerumen c/corpo estranho 16 cm
2205	-	Descolador de seio maxilar n° 1 16 cm
2206	-	Descolador de seio maxilar n° 2 16 cm
2207	-	Descolador de seio maxilar n° 3 16 cm
2208	-	Descolador de seio maxilar n° 4 16 cm
2209	-	Descolador de seio maxilar n° 5 16 cm
2210	-	Descolador diam. 3 x 320 mm

2211	-	Descolador diam. 4 x 320 mm
2212	-	Descolador diam. 6 x 320 mm
2213	-	Descolador 320 mm
2214	-	Condensador ward n°1 16 cm
2215	-	Condensador ward n°2 16 cm
2216	-	Condensador ward n°3 16 cm
2217	-	Condensador ward n°4 16 cm
2218	-	Condensador ward n°5 16 cm
2219	-	Condensador ward n°6 16 cm
2220	-	Condensador ward n°1 infantil 16 cm
2221	-	Chave aplicadora 220 mm
2363	-	Chave 2 x 9,5 cm
2364	-	Chave 2,3 x 10 cm
2365	-	Chave 2,5 x 11 cm
2366	-	Chave 2,7 x 12 cm
2412	-	Descolador 6 x 5 x 220 mm
2413	-	Descolador angulado 4 x 3 x 180 mm
2414	-	Descolador angulado 4 x 4 x 200 mm
2415	-	Descolador angulado 5 x 5 x 245 mm
2416	-	Descolador angulado 5 x 75 x 230 mm
2417	-	Descolador bolinha 190 mm
2418	-	Descolador curvo 6 x 120 x 225 mm
2419	-	Descolador curvo 30 x 185 mm
2420	-	Descolador reto 245 x 25 x 1 mm
2421	-	Descolador romba 5 x fina 5 x 200 mm
2422	-	Descolador serrilhado 21 cm
2423	-	Descolador de cotle 22 cm
2424	-	Descolador de joseph curvo 18 cm
2425	-	Descolador de joseph reto 18 cm
2426	-	Descolador frontoplastia enxada 28 cm
2427	-	Descolador frontoplastia curvo oval 28 cm
2428	-	Descolador frontoplastia bico de pato 28 cm
2429	-	Descolador frontoplastia enxada 24 cm
2430	-	Descolador frontoplastia curvo oval 24 cm
2431	-	Descolador frontoplastia bico de pato 24 cm
2432	-	Descolador hurd p/ amígdalas 23 cm
2433	-	Descolador Crabtree estreito 160 mm
2434	-	Descolador Crabtree largo 160 mm
2435	-	Descolador curva direita 160 mm
2436	-	Descolador curva esquerda 160 mm
2437	-	Espátula de conchas nasais 21 cm
2438	-	Descolador de freer duplo 19 cm
2439	-	Descolador de Joseph N° 1 18 cm
2440	-	Descolador de Joseph N° 2 18 cm
2441	-	Descolador de Joseph N° 3 18 cm
2442	-	Descolador de Joseph N° 4 18 cm
2443	-	Descolador de Joseph N° 5 18 cm
2444	-	Descolador p/ ouvido curva direita 16 cm
2445	-	Descolador p/ ouvido curva esquerda 16 cm
2446	-	Descolador Eicken 6 x 195 mm
2447	-	Descolador forma de pá 1,5 x 160 mm
2448	-	Descolador garfo torto 160 mm
2449	-	Descolador Gersdorf grossa direito 160 mm
2450	-	Descolador Gersdorf grossa esquerda 160 mm
2451	-	Descolador Jansen 14 x 195 mm
2452	-	Descolador Jansen 9 x 195 mm
2453	-	Descolador p/ seio p/ baixo curva leve 160 mm
2454	-	Descolador p/ seio p/ baixo curva forte 160 mm
2455	-	Descolador p/ seio esquerdo curvo 160 mm
2456	-	Descolador p/ seio freer reto 160 mm
2457	-	Descolador p/ seio curva p/ dentro 160 mm
2458	-	Descolador p/ seio p/ lateral 160 mm



2459	-	Descolador neves pinto reto
2544	-	Descolador neves pinto curvo
2460	-	Descolador periosteo 5 x 160 mm
2461	-	Descolador periosteo curva 1,2 x 160 mm
2462	-	Descolador peristeo 2,5 x 160 mm
2463	-	Descolador plano inclinado 1,5 x 160 mm
2464	-	Descolador redondo curvado diam.2,5 x 160 mm
2465	-	Descolador reto 165 mm
2466	-	Descolador taco de golf direito 28 cm
2467	-	Descolador taco de golf esquerdo 28 cm
2468	-	Descolador de perio 160 mm
2469	-	Descolador de molt 2/4 180 mm
2470	-	Descolador de molt 180 mm
2471	-	Descolador especial p/ seio maxilar 160 mm
2472	-	Descolador semb 190 mm
2473	-	Descolador semb 200 mm
2474	-	Descolador semb 210 mm
2475	-	Descolador semb 230 mm
2476	-	Descolador dentistinha longa 160 mm
2477	-	Descolador 5 x 20 x 230 mm
2478	-	Descolador 7 x 20 x 230 mm
2479	-	Descolador 15 x 20 x 230 mm
2480	-	Descolador doyan direito 170 mm
2481	-	Descolador doyan esquerdo 170 mm
2482	-	Descolador de mead 170 mm
2483	-	Diapazão n°256
2484	-	Diapazão n°512
2485	-	Diapazão n°1024
2486	-	Espelho de glatzel
2497	-	Expositor de nervo n°1 160 mm
2498	-	Expositor de nervo n°2 160 mm
2499	-	Elevador de membrana sinusial diam. 2,5 mm
2500	-	Elevador de membrana sinusial diam. 3,0 mm
2501	-	Elevador de membrana sinusial diam. 3,5 mm
2502	-	Elevador de membrana sinusial diam. 4,3 mm
2551	-	Expansor osséo diam.2,0 mm
2552	-	Expansor osséo diam.2,5 mm
2553	-	Expansor osséo diam.3,0 mm
2554	-	Expansor osséo diam.3,5 mm
2503	-	Elevador cobb 35 x 200 mm
2504	-	Elevador cobb 10 x 250 mm
2505	-	Elevador cobb 12 x 250 mm
2506	-	Elevador cobb 15 x 250 mm
2507	-	Elevador cobb 16 x 250 mm
2508	-	Elevador cobb 19 x 250 mm
2509	-	Elevador cobb 20 x 250 mm
2510	-	Elevador cobb 25 x 250 mm
2511	-	Elevador cobb 30 x 250 mm
2512	-	Elevador cobb 35 x 250 mm
2513	-	Elevador cobb 10 x 300 mm
2514	-	Elevador cobb 12 x 300 mm
2515	-	Elevador cobb 13 x 300 mm
2516	-	Elevador cobb 15 x 300 mm
2517	-	Elevador cobb 16 x 300 mm
2518	-	Elevador cobb 19 x 300 mm
2519	-	Elevador cobb 20 x 300 mm
2520	-	Elevador cobb 25 x 300 mm
2521	-	Elevador cobb 30 x 300 mm
2522	-	Elevador cobb 35 x 300 mm
2523	-	Elevador cobb 13 x 320 mm
2524	-	Elevador cobb 16 x 320 mm
2525	-	Elevador cobb 19 x 320 mm

2526	-	Elevador cobb 20 x 320 mm
2527	-	Elevador cobb 25 x 320 mm
2528	-	Elevador cobb 30 x 320 mm
2529	-	Elevador cobb 35 x 320 mm
2530	-	Elevador de cobb 9,5 mm
2531	-	Elevador de cobb 13 mm
2532	-	Elevador de cobb 19 mm
2533	-	Elevador cobb 12 x 340 mm
2534	-	Elevador cobb 15 x 340 mm
2535	-	Elevador cobb 20 x 340 mm
2536	-	Elevador cobb 25 x 340 mm
2537	-	Elevador cobb 30 x 340 mm
2538	-	Elevador cobb 35 x 340 mm
2539	-	Elevador hoen 7 x 180 mm
2540	-	Elevador hoen 15 x 190 mm
2541	-	Elevador hoen 20 x 190 mm
2542	-	Elevador hoen 25 x 190 mm
2543	-	Elevador seldin 190 mm
2547	-	Empurrador de nó angulado diam. 5,0mm x 33 cm
2548	-	Empurrador de nó cambiaghi diam. 5,0mm x 33 cm
2549	-	Empurrador de nó diam. 5,0mm x 33 cm
2550	-	Empurrador de nó endolup diam. 5,0mm x 33 cm
2556	-	Especulo auricular c/ 3 pçs
2225	-	Especulo hartmann auricular JG.C/3 pçs. 2,5 - 4 e 5mm diam. infantil
2226	-	Especulo hartmann auricular JG.C/3 pçs. 5 - 6,5 e 7,5mm diam. adulto
2227	-	Especulo politzer auricular JG.C/3 pçs. 3 - 4,5 e 5,5 mm diam. adulto
2228	-	Especulo toynbee JG.C/3 pçs. 4 - 5 e 6 mm diam. adulto
2229	-	Especulo toynbee JG.C/4 pçs. 4 - 5 - 6 e 7 mm diam. adulto
2557	-	Especulo auricular c/ 4 pçs
2230	-	Especulo hartmann auricular JG.C/4 pçs.3-4,5-5,5 e 6,5 mm diam.
2231	-	Especulo politzer auricular JG.C/4 pçs. 3-4,5-5,5 e 6,5 mm diam.
1752	-	Especulo hartmann auricular diam. 2,0 mm
1753	-	Especulo hartmann auricular diam. 2,5 mm
1754	-	Especulo hartmann auricular diam. 3,0 mm
1755	-	Especulo hartmann auricular diam. 3,5 mm
1756	-	Especulo hartmann auricular diam. 4,0 mm
2232	-	Especulo hartmann auricular diam. 4,5 mm
2233	-	Especulo hartmann auricular diam. 5,0 mm
2234	-	Especulo hartmann auricular diam. 5,5 mm
2235	-	Especulo hartmann auricular diam. 6,0 mm
2236	-	Especulo hartmann auricular diam. 6,5 mm
2237	-	Especulo hartmann auricular diam. 7,0 mm
2238	-	Especulo hartmann auricular diam. 7,5 mm
2239	-	Especulo politzer auricular diam. 2,0 mm
2240	-	Especulo politzer auricular diam. 2,5 mm
2241	-	Especulo politzer auricular diam. 3,0 mm
2242	-	Especulo politzer auricular diam. 3,5 mm
2243	-	Especulo politzer auricular diam. 4,0 mm
2244	-	Especulo politzer auricular diam. 4,5 mm
2245	-	Especulo politzer auricular diam. 5,0 mm
2246	-	Especulo politzer auricular diam. 5,5 mm
2247	-	Especulo politzer auricular diam. 6,0 mm
2248	-	Especulo politzer auricular diam. 6,5 mm
2249	-	Especulo politzer auricular diam. 7,0 mm
2250	-	Especulo politzer auricular diam. 7,5 mm
2558	-	Espátula nº 1 160 mm
2559	-	Espátula nº 2 160 mm
2560	-	Espátula haberer 25 x 30 x 280 mm
2561	-	Espátula haberer 37 x 45 x 300 mm
2562	-	Espátula maleável 6 x 200 mm
2563	-	Espátula maleável 8 x 200 mm
2564	-	Espátula maleável 10 x 200 mm

2565	-	Espátula maleável 10 x 11 x 200 mm
2566	-	Espátula maleável 12x 200 mm
2567	-	Espátula maleável 13 x 14 x 200 mm
2568	-	Espátula maleável 14 x 200 mm
2569	-	Espátula maleável 16 x 200 mm
2570	-	Espátula maleável 16 x 17 x 200 mm
2571	-	Espátula maleável 18 x 200 mm
2572	-	Espátula maleável 19 x 20 x 200 mm
2573	-	Espátula maleável 20 x 200 mm
2574	-	Espátula maleável 22 x 200 mm
2575	-	Espátula maleável 22 x 25 x 200 mm
2576	-	Espátula maleável 24 x 200 mm
2577	-	Espátula maleável 7 x 8 x 200 mm
2578	-	Espátula maleável 20 x 300 mm
2579	-	Espátula maleável 25 x 300 mm
2580	-	Espátula maleável 30 x 300 mm
2581	-	Espátula maleável 35 x 300 mm
2582	-	Espátula maleável 40 x 300 mm
2583	-	Espátula olivercrona maleável 7 x 9 x 180 mm
2584	-	Espátula olivercrona maleável 11 x 13 x 180 mm
2585	-	Espátula olivercrona maleável 15 x 18 x 180 mm
2586	-	Espátula olivercrona maleável 18 x 22 x 180 mm
2587	-	Espátula ray 10 x 16 x 200 mm
2588	-	Espátula de reverdin baioneta 290 mm
2589	-	Espátula de reverdin reta tp sapateira 290 mm
2590	-	Espátula ribbon maleável 20 x 300 mm
2591	-	Espátula ribbon maleável 25 x 300 mm
2592	-	Espátula ribbon maleável 30 x 300 mm
2593	-	Espátula ribbon maleável 40 x 300 mm
2594	-	Espátula ribbon maleável 50 x 300 mm
2595	-	Espátula ribbon maleável 30 x 330 mm
2596	-	Espátula ribbon maleável 40 x 330 mm
2597	-	Espátula ribbon maleável 50 x 330 mm
2598	-	Espátula scoville maleável 10 x 13 x 200 mm
2599	-	Espátula scoville maleável 16 x 19 x 200 mm
2600	-	Espátula sugital maleável 2,2 x 225 mm
2601	-	Espátula sugital maleável 3,8 x 225 mm
2602	-	Espátula sugital maleável 5,8 x 225 mm
2675	-	Descolador Wagener 45° n°1 160 mm
2676	-	Descolador Wagener 45° n°2 160 mm
2677	-	Descolador Wagener 45° n°3 160 mm
2678	-	Descolador Wagener 45° n°4 160 mm
2679	-	Extrator de apêndice diam.10,0 mm p/ 5,0 mm
2680	-	Extrator de apêndice pediátrico diam.10,0 mm p/ 5,0 mm
2681	-	Forceps auxiliar p/ parto 360 mm
2688	-	Afastador 12x70 mm n°1
2689	-	Afastador 12x70 mm n°2
2690	-	Afastador 12x70 mm n°3
2691	-	Afastador Love 13 mm
2692	-	Afastador Love 17 mm
2693	-	Gancho p/ mama 15 cm
2694	-	Descolador p/ palato 16 cm
2695	-	Gancho bergmann 160 mm
2696	-	Gancho brom 170 mm
2697	-	Gancho converse 120 mm
2698	-	Gancho cotle 160 mm
2699	-	Gancho cotle angulado 160 mm
2700	-	Gancho crile 200 mm
2701	-	Gancho cushion n.1 190 mm
2702	-	Gancho cushion n.2 190 mm
2703	-	Gancho freer 150 mm
2704	-	Gancho frazier 130 mm

2705	-	Gancho gilles n.1 180 mm
2706	-	Gancho gilles n.2 180 mm
2707	-	Gancho graefe agudo 125 mm
2708	-	Gancho graefe rombo 125 mm
2709	-	Gancho graefe n.1 140 mm
2710	-	Gancho graefe n.2 140 mm
2711	-	Gancho graefe n.3 140 mm
2712	-	Gancho guthrie agudo 125 mm
2713	-	Gancho guthrie rombo 125 mm
2714	-	Gancho joseph 3 x 165 mm
2715	-	Gancho joseph 6 x 165 mm
2716	-	Gancho joseph 8 x 165 mm
2717	-	Gancho joseph agudo 150 mm
2718	-	Gancho joseph rombo 150 mm
2719	-	Gancho joseph agudo 165 mm
2720	-	Gancho joseph rombo 165 mm
2721	-	Gancho kilner agudo 80 mm
2722	-	Gancho kilner rombo 80 mm
2723	-	Gancho Kilner agudo 160 mm
2724	-	Gancho Kilner rombo 160 mm
2725	-	Gancho muller 150 mm
2726	-	Gancho muller duplo 150 mm
2727	-	Gancho rollet 2 dentes agudo 135 mm
2728	-	Gancho rollet 2 dentes rombo 135 mm
2729	-	Gancho rollet 4 dentes agudo 135 mm
2730	-	Gancho rollet 4 dentes rombo 135 mm
2731	-	Gancho wagener n.1 150 mm
2732	-	Gancho wagener n.2 150 mm
2733	-	Gancho wagener n.3 150 mm
2734	-	Gancho wagener n.4 150 mm
2735	-	Gancho tonnis 150 mm
2736	-	Descolador de cerumen em baioneta delicado 16 cm
2737	-	Descolador de cerumen em baioneta forte 16 cm
2738	-	Gancho Joseph duplo agudo 160 mm
2739	-	Gancho Joseph duplo rombo 160 mm
2741	-	Gancho fomon duplo c/ bolinha 160 mm
2742	-	Gancho curto p/ derivação de nervo 140 mm
2743	-	Gancho longo p/ derivação de nervo 240 mm
2744	-	Guia de perfuração 7,0 mm
2745	-	Guia de perfuração 9,0 mm
2746	-	Indicador de direção curto 35 mm
2747	-	Indicador de direção longo 55 mm
2750	-	Placa de medição de cartilagem 60 x 80 mm
2740	-	Placa de altura de cartilagem
2146	-	Balancim
2751	-	Laringo nº 1 infantil 13 cm x 2 cm
2752	-	Laringo nº2 adulto 16 cm x 2,2 cm
2753	-	Laringo nº3 adulto 16 cm x 2,3 cm
2754	-	Laringo nº4 adulto 17 cm x 2,4 cm
2929	-	Suspensor p/ balancim 8 cm
2930	-	Suspensor p/ laringo 6 cm
2755	-	Limitador p/ bainha rosqueavel diam.5 mm
2756	-	Limitador p/ bainha rosqueavel diam.10 mm
2757	-	Afastador Universal 25x100 mm
2758	-	Gancho elevador 16 cm
2759	-	Descolador-afastador espátula 20 cm
2760	-	Afastador Langenbeck 15x25mm
2761	-	Martelo lajek 150 gr 200 mm
2762	-	Martelo vickers 200 mm
2763	-	Martelo lucae 230 gr 190 mm
2764	-	Martelo lucae 250 gr 190 mm
2765	-	Martelo lucae 260 gr 190 mm

2766	-	Martelo 250 gr diam. 22 x 185 mm
2767	-	Martelo diam. 22 x 185 mm
2768	-	Martelo ficking 190 gr diam. 23 x 190 mm
2769	-	Martelo gerzog 400 gr diam. 30 x 180 mm
2770	-	Martelo hajek 180 gr diam. 26 x 210 mm
2771	-	Martelo universal 150 gr 25 x 195 mm
2772	-	Martelo universal 250 gr 32 x 195 mm
2773	-	Martelo universal 350 gr 35 x 225 mm
2774	-	Martelo universal 500 gr 35 x 225 mm
2775	-	Martelo universal 750 gr 35 x 225 mm
2776	-	Martelo universal 1000 gr 41 x 265 mm
2777	-	Martelo mini 100 mm
2778	-	Martelo metálico 190 mm
2781	-	Martelo ombredanne 520 gr diam.40 x 240 mm
2782	-	Martelo cervical 215 gr diam. 19 x 190 mm
2783	-	Martelo collin (lucae) 210 gr diam. 30 x 210 mm
2784	-	Martelo cotle 235 gr diam. 30 x 185 mm
2785	-	Martelo cotle 120 gr diam. 25 x 210 mm
2786	-	Martelo cotle 170 gr diam. 30 x 200 mm
2787	-	Martelo cotle 180 gr diam. 25 x 210 mm
2788	-	Martelo cotle 260 gr diam. 35 x 210 mm
2789	-	Martelo partsch 200 gr diam 22 x 180 mm
2790	-	Martelo mead 180 gr diam. 20 x190 mm
2791	-	Martelo mead 320 gr diam. 26 x170 mm
2792	-	Martelo smith-pertesén 420 gr 38 x 380 mm
2793	-	Martelo heath 660 gr diam. 40 x 185 mm
2794	-	Martelo heath 1000 gr diam. 45 x 200 mm
2795	-	Martelo plugging 165 mm
2796	-	Martelo plugging 190 mm
2797	-	Martelo ribbs 340 gr diam. 38 x 200 mm
2798	-	Martelo steinbach 400 gr 80 x 60 x 240 mm
2799	-	Martelo kirk 690 gr diam. 40 x 195 mm
2800	-	Martelo neufield. 350 gr 190 mm
2801	-	Martelo neufield. 500 gr 200 mm
2802	-	Martelo richard 500 gr 200 mm
2803	-	Martelo willinger 300 gr diam. 26 x 240 mm
2804	-	Martelo willinger 340 gr diam. 28 x 240 mm
2805	-	Martelo willinger 380 gr diam. 30 x 240 mm
2806	-	Martelo willinger 400 gr diam. 30 x 240 mm
2807	-	Expansor de summers 18 cm
2808	-	Expansor de summers modificado 18 cm
2809	-	Expansor cônico 18 cm
2881	-	Pino de paralelismo 25 mm
2882	-	Porta algodão 120 mm
2886	-	Porta instrumento bunt 12 cm
2887	-	Porta instrumento mayo 14 cm n°1
2888	-	Porta instrumento mayo 14 cm n°2
2889	-	Porta instrumento mayo 14 cm c/ bola
2892	-	Palpador seio frontal 210 mm
2893	-	Palpador seio maxilar 185 mm
2896	-	Posicionador de implante 5,0 mm
2897	-	Posicionador de implante 7,0 mm
2898	-	Posicionador de implante 12,0 mm
2899	-	Régua 15 cm
2900	-	Régua p/ estapedectomia 55 mm
2901	-	Retrator curto n°1 de nervo 160 mm
2902	-	Retrator longo n°2 de nervo 160 mm
2903	-	Descolador langenback estreito 18 mm
2904	-	Descolador langenback largo 18 mm
2905	-	Sonda apalpadora graduada diam.5,0 mm x 33 cm
2908	-	Sonda de medição 160 mm
2909	-	Sonda calibrada 140 mm

2910	-	Sonda explorada n°1 160 mm
2911	-	Sonda explorada n°23 160 mm
2912	-	Sonda exploradora n°47 160 mm
2913	-	Sonda milimetrada 160 mm
2914	-	Sonda periodontal michigan 160 mm
2915	-	Sonda milimetrada goldman fox 160 mm
2916	-	Sonda milimetrada Willians 160 mm
2917	-	Sonda milimetrada goldman fox /willians 160 mm
2918	-	Sonda naber 2N 160 mm
2919	-	Sonda de profundidade 100 mm
2920	-	Sonda milimetrada 120 mm
2921	-	Sonda de profundidade zigomático 150 mm
2922	-	Sonda de profundidade em J 160 mm
2926	-	Separador sagital esquerdo 9 mm
2927	-	Separador sagital direito 9 mm
2928	-	Sindesmótomo 160 mm
2931	-	Suporte de abre boca 10 x 13 cm
2932	-	Suporte de abre boca especial 10 x 20 cm
2933	-	Suporte para bisturi 110 mm
2934	-	Suporte de laringe 125 mm
2944	-	Válvula doyan 40 x 250 mm
2945	-	Válvula doyan 45 x 60 mm
2946	-	Válvula doyan 45 x 70 mm
2947	-	Válvula doyan 45 x 90 mm
2948	-	Válvula doyan 45 x 120 mm
2949	-	Válvula doyan 45 x 170 mm
2950	-	Válvula doyan 60 x 90 mm
2951	-	Válvula doyan 60 x 120 mm
2952	-	Válvula doyan 60 x 150 mm
2953	-	Válvula doyan 60 x 180 mm
2954	-	Válvula doyan 60 x 200 mm
2955	-	Valvula doyan 70 x 250 mm
2956	-	Valvula doyan 100 x 140 mm
451	-	Afastador Abdominal 32 cm x 30 mm
452	-	Afastador Abdominal 32 cm x 50 mm
453	-	Afastador Abdominal 32 cm x 70 mm
462	-	Colocador 160 mm
513	-	Especulo czerny retal 16 cm
951	-	Afastador de Pálpebras 5 cm
2858	-	Afastador Glúteo LCM 1 40 x 90 mm
2859	-	Afastador Glúteo e Abdómen LCM 2 50 x170 mm
2860	-	Afastador Glúteo e Abdómen LCM 3 50 x 190 mm
2861	-	Afastador Glúteo e Abdómen LCM 4 Par 50 x190 mm
2862	-	Afastador Hemostasia 10 cm
2863	-	Afastador Hemostasia 13 cm
2864	-	Afastador Hemostasia 17 cm
2865	-	Afastador Slim 130 x 20 mm
2866	-	Afastador Slim 180 x 20 mm
2868	-	Descolador de Braga c/ cabo 20 cm
2869	-	Descolador de Braga 20 cm
2870	-	Descolador estreita 22 x 300 mm
2871	-	Descolador estreita 33 x 300 mm
2872	-	Descolador p/ gesso 20 cm
2873	-	Gancho em V 16 cm
2874	-	Transferência 60 ml-60 ml 8 cm
2875	-	Trava p/ Seringa de 10 ml 10 cm
2876	-	Trava p/ Seringa de 20 ml 10 cm
2924	-	Trava p/ Seringa de 60 ml 10 cm
4445	-	Descolador p/ endoscopia n° 1 17 cm
4446	-	Descolador p/ endoscopia n° 2 17 cm
4447	-	Descolador p/ endoscopia n°3 17 cm
4448	-	Descolador p/ endoscopia n°4 17 cm

- 4449 - Descolador p/ endoscopia nº5 17 cm
- 4450 - Descolador p/ endoscopia nº6 17 cm
- 4451 - Descolador p/ endoscopia nº7 17 cm
- 4452 - Descolador p/ mama e panturrilha coração 17 cm
- 4453 - Descolador p/ mama e panturrilha Dr Vergara 17 cm
- 4454 - Descolador p/ mama e panturrilha Dra Ruth Graf 17 cm
- 4455 - Descolador p/ mama e panturrilha em J 17 cm
- 4456 - Descolador p/ mama e panturrilha 17 cm
- 4457 - Adaptador bookwalter s/ regulagem de ângulo 30 cm
- 4458 - Adaptador de mesa 10 cm
- 4459 - Adaptador omni s/ regulagem de ângulo 30 cm
- 4460 - Adaptador synthes s/ regulagem de ângulo 30 cm
- 4461 - Afastadores raiz nervosas 45 graus 25 cm
- 4462 - Afastadores Raiz nervosas 90 graus 25 cm
- 4463 - Barra angular lateral 15 x 15 cm
- 4464 - Barra angular lateral 15 x 50 cm
- 4465 - Barra angular lateral 20 x 25 cm
- 4466 - Barra angular lateral 20 x 40 cm
- 4467 - Barra angular lateral 30 x 35 cm
- 4468 - Barra bilateral 185 x 340 x 185 cm
- 4469 - Barra reta 30 cm
- 4470 - Barra reta 50 cm
- 4471 - Barra transversal 610 x 280 x 330 cm
- 4472 - Bucha 5 mm
- 4473 - Bucha 10 mm
- 4474 - Chave de cabeça 20 cm
- 4475 - Gancho clipe toalha 5 cm
- 4476 - Lamina balfour 30 x 30 mm
- 4477 - Lamina balfour 50 x 50 mm
- 4478 - Lamina balfour 70 x 80 mm
- 4479 - Lamina balfour 80 x 50 mm
- 4480 - Lamina balfour 80 x 60 mm
- 4481 - Lamina balfour 80 x 80 mm
- 4482 - Lamina balfour 80 x 130 mm
- 4483 - Lamina balfour 90 x 160 mm
- 4484 - Lamina balfour 100 x 60 mm
- 4485 - Lamina balfour 115 x 60 mm
- 4486 - Lamina cerca 100 x 100 mm
- 4487 - Lamina cerca 100 x 130 mm
- 4488 - Lamina cerca 100 x 150 mm
- 4489 - Lamina cerca 100 x 200 mm
- 4490 - Lamina côncava 10 x 75 mm
- 4491 - Lamina côncava estreito 20 x 35 mm
- 4492 - Lamina côncava estreito 20 x 45 mm
- 4493 - Lamina côncava estreito 20 x 50 mm
- 4494 - Lamina côncava estreito 45 x 55 mm
- 4495 - Lamina côncava estreito 45 x 70 mm
- 4496 - Lamina côncava lateral 20 x 55 mm
- 4497 - Lamina côncava lateral 25 x 30 mm
- 4498 - Lamina côncava lateral 25 x 35 mm
- 4499 - Lamina côncava lateral 25 x 50 mm
- 4500 - Lamina côncava lateral 25 x 60 mm
- 4501 - Lamina côncava lateral 25 x 70 mm
- 4502 - Lamina côncava lateral 25 x 85 mm
- 4503 - Lamina côncava média 15 x 50 mm
- 4504 - Lamina côncava média 15 x 75 mm
- 4505 - Lamina côncava média 15 x 100 mm
- 4506 - Lamina côncava média 20 x 50 mm
- 4507 - Lamina côncava média 20 x 75 mm
- 4508 - Lamina côncava média 20 x 100 mm
- 4509 - Lamina côncava média 25 x 50 mm
- 4510 - Lamina côncava média 25 x 75 mm

4511	-	Lamina côncava média 25 x 100 mm
4512	-	Lamina côncava média 30 x 70 mm
4513	-	Lamina côncava média 40 x 70 mm
4514	-	Lamina côncava média 40 x 85 mm
4515	-	Lamina de dupla angular 25 x 65 mm
4516	-	Lamina de St. Mark's 65 x 180 mm
4517	-	Lamina de St. Mark's 65 x 140 mm
4518	-	Lamina de St. Mark's s/ lábios 65 x 180 mm
4519	-	Lamina dedo maleável 15,5 cm
4520	-	Lamina dente afastador 75 mm
4521	-	Lamina dente afastador 100 mm
4522	-	Lamina dupla angulada 15 x 70 mm
4523	-	Lamina dupla angulada 15 x 80 mm
4524	-	Lamina dupla angulada 25 x 65 mm
4525	-	Lamina dupla angulada 25 x 80 mm
4526	-	Lamina em Y bexiga 100 mm
4527	-	Lamina fenestrada 45 x 90 mm
4528	-	Lamina fenestrada 50 x 130 mm
4529	-	Lamina Harrington 40 x 130 mm
4530	-	Lamina Harrington 65 x 100 mm
4531	-	Lamina Harrington 65 x 150 mm
4532	-	Lamina Harrington 65 x 200 mm
4533	-	Lamina Harrington 65 x 250 mm
4534	-	Lamina Harrington 115 x 250 mm
4535	-	Lamina Hill-Ferguson retal 25 x 65 mm
4536	-	Lamina Hill-Ferguson retal 30 x 80 mm
4537	-	Lamina Holtgrewe 60 x 150 mm
4538	-	Lamina kelly 40 x 50 mm
4539	-	Lamina kelly 50 x 65 mm
4540	-	Lamina kelly 65 x 80 mm
4541	-	Lamina kelly 80 x 90 mm
4542	-	Lamina lombar cônica 25 x 150 mm
4543	-	Lamina lombar cônica 25 x 200 mm
4544	-	Lamina lombar maléavel 25 x 200 mm
4545	-	Lamina lombar maléavel 30 x 200 mm
4546	-	Lamina lombar rígida 25 x 100 mm
4547	-	Lamina lombar rígida 25 x 150 mm
4548	-	Lamina lombar rígida 25 x 200 mm
4549	-	Lamina lombar rígida 25 x 255 mm
4550	-	Lamina lombar rígida 30 x 100 mm
4551	-	Lamina lombar rígida 30 x 150 mm
4552	-	Lamina lombar rígida 30 x 200 mm
4553	-	Lamina lombar rígida 30 x 255 mm
4554	-	Lamina maleável 10 x 90 mm
4555	-	Lamina maleável 15 x 70 mm
4556	-	Lamina maleável 15 x 90 mm
4557	-	Lamina maleável 15 x 150 mm
4558	-	Lamina maleável 15 x 200 mm
4559	-	Lamina maleável 25 x 130 mm
4560	-	Lamina maleável 25 x 200 mm
4561	-	Lamina maleável 25 x 100 mm
4562	-	Lamina maleável 25 x 110 mm
4563	-	Lamina maleável 25 x 250 mm
4564	-	Lamina maleável 40 x 250 mm
4565	-	Lamina maleável 40 x 200 mm
4566	-	Lamina maleável 50 x 100 mm
4567	-	Lamina maleável 50 x 200 mm
4568	-	Lamina maleável 50 x 250 mm
4569	-	Lamina maleável 70 x 250 mm
4570	-	Lamina maleável 80 x 250 mm
4571	-	Lamina maleável 100 x 250 mm
4572	-	Lamina maleável côncava renal 25 x 140 mm



4573	-	Lamina maleável côncava renal 25 x 190 mm
4574	-	Lamina maleável fenda 50 x 200 mm
4575	-	Lamina maleável fenda 80 x 200 mm
4576	-	Lamina MAS Richardson 50 x 80 mm
4577	-	Lamina MAS Richardson 50 x 100 mm
4578	-	Lamina MAS Richardson 50 x 130 mm
4579	-	Lamina MAS Richardson 50 x 150 mm
4580	-	Lamina média direita 60 x 90 mm
4581	-	Lamina média direita 70 x 80 mm
4582	-	Lamina média esquerda 60 x 90 mm
4583	-	Lamina média esquerda 70 x 80 mm
4584	-	Lamina p/ próstata 300 mm
4585	-	Lamina pata de gato 6 x 64 mm
4586	-	Lamina Radiolúcida côncava 20 x 35 mm
4587	-	Lamina Radiolúcida côncava 20 x 40 mm
4588	-	Lamina Radiolúcida côncava 20 x 45 mm
4589	-	Lamina Radiolúcida côncava 20 x 50 mm
4590	-	Lamina Radiolúcida côncava 20 x 55 mm
4591	-	Lamina Radiolúcida côncava 20 x 60 mm
4592	-	Lamina Radiolúcida côncava 20 x 65 mm
4593	-	Lamina Radiolúcida côncava 20 x 70 mm
4594	-	Lamina Radiolúcida côncava 20 x 80 mm
4595	-	Lamina Radiolúcida côncava c/ dentes 20 x 30 mm
4596	-	Lamina Radiolúcida côncava c/ dentes 20 x 40 mm
4597	-	Lamina Radiolúcida côncava c/ dentes 20 x 45 mm
4598	-	Lamina Radiolúcida côncava c/ dentes 20 x 50 mm
4599	-	Lamina Radiolúcida côncava c/ dentes 20 x 55 mm
4600	-	Lamina Radiolúcida côncava c/ dentes 20 x 60 mm
4601	-	Lamina Radiolúcida côncava c/ dentes 20 x 65 mm
4602	-	Lamina Radiolúcida côncava c/ dentes 20 x 70 mm
4603	-	Lamina Radiolúcida côncava c/ dentes 20 x 80 mm
4604	-	Lamina radiolúcida côncava maleável 25 x 140 mm
4605	-	Lamina radiolúcida côncava maleável 25 x 190 mm
4606	-	Lamina radiolúcida côncava rígida 25 x 140 mm
4607	-	Lamina radiolúcida côncava rígida 25 x 190 mm
4608	-	Lamina radiolúcida côncava rígida 25 x 200 mm
4609	-	Lamina radiolúcida côncava rígida 25 x 255 mm
4610	-	Lamina radiolúcida côncava rígida 25 x 300 mm
4611	-	Lamina radiolúcida deaver 25 x 130 mm
4612	-	Lamina radiolúcida deaver 40 x 130 mm
4613	-	Lamina radiolúcida deaver 50 x 130 mm
4614	-	Lamina radiolúcida deaver 80 x 130 mm
4615	-	Lamina radiolúcida deaver 100 x 130 mm
4616	-	Lamina radiolúcida esplâncnico 25 x 150 mm
4617	-	Lamina radiolúcida esplâncnico 25 x 200 mm
4618	-	Lamina radiolúcida esplâncnico 50 x 115 mm
4619	-	Lamina radiolúcida esplâncnico 50 x 150 mm
4620	-	Lamina radiolúcida esplâncnico 50 x 200 mm
4621	-	Lamina radiolúcida estreito 20 x 35 mm
4622	-	Lamina radiolúcida estreito 20 x 40 mm
4623	-	Lamina radiolúcida estreito 20 x 45 mm
4624	-	Lamina radiolúcida estreito 20 x 50 mm
4625	-	Lamina radiolúcida estreito 20 x 55 mm
4626	-	Lamina radiolúcida estreito 20 x 60 mm
4627	-	Lamina radiolúcida estreito 20 x 65 mm
4628	-	Lamina radiolúcida estreito 20 x 70 mm
4629	-	Lamina radiolúcida estreito 50 x 50 mm
4630	-	Lamina radiolúcida estreito 50 x 65 mm
4631	-	Lamina radiolúcida estreito c/ dentes 20 x 35 mm
4632	-	Lamina radiolúcida estreito c/ dentes 20 x 40 mm
4633	-	Lamina radiolúcida estreito c/ dentes 20 x 45 mm
4634	-	Lamina radiolúcida estreito c/ dentes 20 x 50 mm

4635	-	Lamina radiolúcida estreito c/ dentes 20 x 55 mm
4636	-	Lamina radiolúcida estreito c/ dentes 20 x 60 mm
4637	-	Lamina radiolúcida estreito c/ dentes 20 x 65 mm
4638	-	Lamina radiolúcida estreito c/ dentes 20 x 70 mm
4639	-	Lamina radiolúcida estreito c/ dentes 50 x 50 mm
4640	-	Lamina radiolúcida estreito c/ dentes 50 x 65 mm
4641	-	Lamina radiolúcida maleável 10 x 90 mm
4642	-	Lamina radiolúcida maleável 25 x 110 mm
4643	-	Lamina radiolúcida maleável 25 x 200 mm
4644	-	Lamina radiolúcida maleável 50 x 200 mm
4645	-	Lamina radiolúcida maleável 50 x 255 mm
4646	-	Lamina radiolúcida maleável 80 x 255 mm
4647	-	Lamina radiolúcida média direita 70 mm
4648	-	Lamina radiolúcida média esquerda 70 mm
4649	-	Lamina radiolúcida meyerding 50 x 60 mm
4650	-	Lamina radiolúcida meyerding c/ dente 50 x 60 mm
4651	-	Lamina radiolúcida posterior lombar 20 x 80 mm
4652	-	Lamina radiolúcida posterior lombar 20 x 100 mm
4653	-	Lamina radiolúcida posterior lombar 20 x 120 mm
4654	-	Lamina radiolúcida posterior lombar 20 x 150 mm
4655	-	Lamina radiolúcida posterior lombar 20 x 180 mm
4656	-	Lamina radiolúcida posterior lombar 45 x 80 mm
4657	-	Lamina radiolúcida posterior lombar 45 x 100 mm
4658	-	Lamina radiolúcida posterior lombar 45 x 120 mm
4659	-	Lamina radiolúcida posterior lombar 45 x 150 mm
4660	-	Lamina radiolúcida posterior lombar 45 x 180 mm
4661	-	Lamina radiolúcida posterior lombar 60 x 80 mm
4662	-	Lamina radiolúcida posterior lombar 60 x 100 mm
4663	-	Lamina radiolúcida posterior lombar 60 x 120 mm
4664	-	Lamina radiolúcida posterior lombar 60 x 150 mm
4665	-	Lamina radiolúcida posterior lombar 60 x 180 mm
4666	-	Lamina Rake Murphy delicada 20 x 10 mm
4667	-	Lamina Rake Murphy delicada 25 x 15 mm
4668	-	Lamina Rake Murphy forte 20 x 10 mm
4669	-	Lamina Rake Murphy forte 25 x 15 mm
4670	-	Lamina renal maleável 25 x 200 mm
4671	-	Lamina Richardson 45 x 50 mm
4672	-	Lamina Richardson 50 x 80 mm
4673	-	Lamina Richardson 50 x 100 mm
4674	-	Lamina Richardson 50 x 130 mm
4675	-	Lamina Richardson 50 x 150 mm
4676	-	Lamina Richardson 50 x 180 mm
4677	-	Lamina Saldanha Arched 80 x 140 mm
4678	-	Lamina Volkman delicada 15 x 10 mm
4679	-	Lamina Volkman delicada 25 x 10 mm
4680	-	Lamina Volkman forte 15 x 10 mm
4681	-	Lamina Volkman forte 25 x 10 mm
4682	-	Lamina Weinberg 85 x 135 mm
4683	-	Lamina Weinberg 100 x 150 mm
4684	-	Lamina abdominoplastia 80 x 140 mm
4685	-	Lamina abdominoplastia 100 x 140 mm
4686	-	Lamina Army-Navy 15 x 55 mm
4687	-	Lamina Army-Navy 15 x 65 mm
4688	-	Lamina Army-Navy 15 x 75 mm
4689	-	Lamina côncava longitudinal 25 x 30 mm
4690	-	Lamina côncava longitudinal 25 x 50 mm
4691	-	Lamina côncava longitudinal 25 x 70 mm
4692	-	Lamina de Balfour s/ lábios 70 x 80 mm
4693	-	Lamina de Balfour s/ lábios 90 x 80 mm
4694	-	Lamina deaver 25 x 130 mm
4695	-	Lamina deaver 40 x 130 mm
4696	-	Lamina deaver 50 x 130 mm

4697	-	Lamina deaver 65 x 130 mm
4698	-	Lamina deaver 80 x 130 mm
4699	-	Lamina deaver 100 x 130 mm
4700	-	Lamina esplâncnicos 50 x 115 mm
4701	-	Lamina esplâncnicos 50 x 150 mm
4702	-	Lamina Heany 25 x 100 mm
4703	-	Lamina Heany 25 x 130 mm
4704	-	Lamina Meyerding 15 x 50 mm
4705	-	Lamina Meyerding 15 x 75 mm
4706	-	Lamina Meyerding 15 x 100 mm
4707	-	Lamina Meyerding 25 x 60 mm
4708	-	Lamina Meyerding 25 x 75 mm
4709	-	Lamina Meyerding 25 x 100 mm
4710	-	Lamina Meyerding 25 x 125 mm
4711	-	Lamina Meyerding 50 x 60 mm
4712	-	Lamina Meyerding 50 x 75 mm
4713	-	Lamina Meyerding 50 x 100 mm
4714	-	Lamina Meyerding 50 x 125 mm
4715	-	Lamina Meyerding c/ dentes 15 x 50 mm
4716	-	Lamina Meyerding c/ dentes 15 x 75 mm
4717	-	Lamina Meyerding c/ dentes 15 x 100 mm
4718	-	Lamina Meyerding c/ dentes 25 x 60 mm
4719	-	Lamina Meyerding c/ dentes 25 x 75 mm
4720	-	Lamina Meyerding c/ dentes 25 x 100 mm
4721	-	Lamina Meyerding c/ dentes 25 x 125 mm
4722	-	Lamina Meyerding c/ dentes 50 x 60 mm
4723	-	Lamina Meyerding c/ dentes 50 x 75 mm
4724	-	Lamina Meyerding c/ dentes 50 x 100 mm
4725	-	Lamina Meyerding c/ dentes 50 x 125 mm
4726	-	Lamina radiolúcidas Balfour 65 x 70 mm
4727	-	Lamina radiolúcidas Balfour 80 x 70 mm
4728	-	Medidor de profundidade 30 cm
4729	-	Micro lamina radiolúcida c/ dentes 15 x 35 mm
4730	-	Micro lamina radiolúcida c/ dentes 15 x 40 mm
4731	-	Micro lamina radiolúcida c/ dentes 15 x 45 mm
4732	-	Micro lamina radiolúcida c/ dentes 15 x 50 mm
4733	-	Micro lamina radiolúcida c/ dentes 15 x 55 mm
4734	-	Micro lamina radiolúcida c/ dentes 15 x 60 mm
4735	-	Micro lamina radiolúcida côncava 15 x 35 mm
4736	-	Micro lamina radiolúcida côncava 15 x 40 mm
4737	-	Micro lamina radiolúcida côncava 15 x 45 mm
4738	-	Micro lamina radiolúcida côncava 15 x 50 mm
4739	-	Micro lamina radiolúcida côncava 15 x 55 mm
4740	-	Micro lamina radiolúcida côncava 15 x 60 mm
4741	-	Mini lamina Richardson 20 x 30 mm
4742	-	Mini lamina Richardson 20 x 50 mm
4743	-	Mini lamina Richardson 25 x 30 mm
4744	-	Mini lamina Richardson 45 x 50 mm
4745	-	Mini lamina Richardson 50 x 80 mm
4757	-	Haste ajustável P 17 cm
4758	-	Haste ajustável M 22 cm
4759	-	Haste ajustável G 26 cm
4760	-	Haste P 15 x 15 cm
4761	-	Haste M 20 x 25 cm
4762	-	Haste G 30 x 35 cm
4766	-	Válvula estreita 2 x 15 cm
4767	-	Válvula 4 laminas 15,5 cm
4768	-	Válvula 7 x 20 cm
4769	-	Válvula auxiliar lateral 7 x 20 cm
4770	-	Válvula 90 graus nº 1 6 x 9 x 25 cm
4771	-	Válvula 90 graus nº 2 7 x 10 x 28 cm
4772	-	Válvula Balfour P 6 x 7 cm








4773	-	Válvula Balfour M 8 x 7 cm
4774	-	Válvula Balfour G 9 x 7 cm
2261	-	Gancho de Joseph duplo Agudo-Rombo
2222	-	Chave p/ abrir colocação de laminas
2817	-	Pinça columela 10 cm
2818	-	Pinça columela 12 cm
2819	-	Pinça tutle 14 cm
2820	-	Pinça tutle 16 cm
2821	-	Pinça tutle 18 cm
2822	-	Pinça tutle 23 cm
2823	-	Pinça tutle 25 cm
2824	-	Pinça tutle 26 cm
2825	-	Pinça tutle 28 cm
2826	-	Pinça tutle 30 cm
2827	-	Pinça Baioneta 14 cm
2828	-	Pinça Baioneta 16 cm
2829	-	Pinça Baioneta 19 cm
2830	-	Pinça Baioneta 20 cm
2831	-	Pinça Baioneta 22 cm
2832	-	Pinça anatômica adson 12 cm
2833	-	Pinça anatômica adson s/ dente 12 cm
2834	-	Pinça anatômica adson c/ dente 12 cm
2835	-	Pinça anatômica adson brown 12 cm
2836	-	Pinça anatômica adson c/ dente e widia 12 cm
2837	-	Pinça anatômica adson s/ dente e widia 12 cm
2838	-	Pinça anatômica dente de rato 10 cm
2839	-	Pinça anatômica dente de rato 12 cm
2840	-	Pinça anatômica dente de rato 14 cm
2841	-	Pinça anatômica dente de rato 16 cm
2842	-	Pinça anatômica dente de rato 18 cm
2843	-	Pinça anatômica dente de rato 20 cm
2844	-	Pinça anatômica dente de rato 23 cm
2845	-	Pinça anatômica dente de rato 25 cm
2846	-	Pinça anatômica dente de rato 30 cm
2847	-	Pinça anatômica dente de rato 35 cm
2848	-	Pinça anatômica serrilhada 10 cm
2849	-	Pinça anatômica serrilhada 12 cm
2850	-	Pinça anatômica serrilhada 14 cm
2851	-	Pinça anatômica serrilhada 16 cm
2852	-	Pinça anatômica serrilhada 18 cm
2853	-	Pinça anatômica serrilhada 20 cm
2854	-	Pinça anatômica serrilhada 23 cm
2855	-	Pinça anatômica serrilhada 25 cm
2856	-	Pinça anatômica serrilhada 30 cm
2857	-	Pinça anatômica serrilhada 35 cm
2877	-	Pinça corn p/ sutura
2878	-	Pinça crane-kaplan direita
2879	-	Pinça crane-kaplan esquerda
2880	-	Pinça porta membrana
2367	-	Clamp bulldog de bakey boca curva 45 x 105 mm
2368	-	Clamp bulldog de bakey boca curva 65 x 115 mm
2369	-	Clamp bulldog de bakey boca curva 20 x 85 mm
2370	-	Clamp bulldog de bakey boca curva 20 x 90 mm
2371	-	Clamp bulldog de bakey boca curva 20 x 95 mm
2372	-	Clamp bulldog de bakey boca reta 30 x 100 mm
2373	-	Clamp bulldog de bakey boca reta 45 x 110 mm
2374	-	Clamp bulldog de bakey boca reta 65 x 120 mm
2375	-	Clamp bulldog de bakey boca reta 20 x 90 mm
2376	-	Clamp bulldog dieffenbanch curvo 38 mm
2377	-	Clamp bulldog dieffenbanch curvo 48 mm
2378	-	Clamp bulldog dieffenbanch curvo 58 mm
2379	-	Clamp bulldog dieffenbanch reto 38 mm

2380	-	Clamp bulldog dieffenbanch reto 48 mm
2381	-	Clamp bulldog dieffenbanch reto 58 mm
2382	-	Clamp bulldog diethrich boca curva 12 x 55 mm
2383	-	Clamp bulldog diethrich boca curva 8 x 50 mm
2384	-	Clamp bulldog diethrich boca curva 16 x 60 mm
2385	-	Clamp bulldog diethrich boca reta 8 x 55 mm
2386	-	Clamp bulldog diethrich boca reta 12 x 60 mm
2387	-	Clamp bulldog diethrich boca reta 16 x 65 mm
2394	-	Clamp bulldog johns-hopkins 40mm
2395	-	Clamp bulldog johns-hopkins 45mm
2396	-	Clamp bulldog johns-hopkins 50mm
2397	-	Clamp bulldog johns-hopkins 55mm
2398	-	Clamp bulldog johns-hopkins 65mm
2399	-	Clamp bulldog johns-hopkins 70mm
2400	-	Clamp bulldog johns-hopkins 75mm
2401	-	Clamp bulldog johns-hopkins 80mm
2402	-	Clamp bulldog johns-hopkins 85mm
2403	-	Clamp bulldog johns-hopkins 90mm
2404	-	Clamp bulldog johns-hopkins 95mm
2405	-	Clamp bulldog johns-hopkins 100mm
4816	-	Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 3,0 x 150 mm
4817	-	Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 3,5 x 150 mm
4818	-	Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 4,0 x 150 mm
4819	-	Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 5,0 x 150 mm
4820	-	Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 7,0 x 150 mm
2128	-	Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 3,0 x 180 mm
2132	-	Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 3,5 x 180 mm
4821	-	Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 4,0 x 180 mm
4822	-	Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 5,0 x 180 mm
4823	-	Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 7,0 x 180 mm
4824	-	Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 3,0 x 200 mm
4825	-	Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 3,5 x 200 mm
4826	-	Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 4,0 x 200 mm
4827	-	Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 5,0 x 200 mm
4828	-	Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 7,0 x 200 mm
2133	-	Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 3,0 x 220 mm
2135	-	Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 3,5 x 220 mm
4829	-	Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 4,0 x 220 mm
4830	-	Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 5,0 x 220 mm
4831	-	Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 7,0 x 220 mm
4832	-	Pinça Anatomica Yasargil dia. 3,0 x 150 mm
4833	-	Pinça Anatomica Yasargil dia. 3,5 x 150 mm
4834	-	Pinça Anatomica Yasargil dia. 4,0 x 150 mm
4835	-	Pinça Anatomica Yasargil dia. 5,0 x 150 mm
4836	-	Pinça Anatomica Yasargil dia. 7,0 x 150 mm
2136	-	Pinça Anatomica Yasargil dia. 3,0 x 180 mm
2137	-	Pinça Anatomica Yasargil dia. 3,5 x 180 mm
4837	-	Pinça Anatomica Yasargil dia. 4,0 x 180 mm
4838	-	Pinça Anatomica Yasargil dia. 5,0 x 180 mm
4839	-	Pinça Anatomica Yasargil dia. 7,0 x 180 mm
4840	-	Pinça Anatomica Yasargil dia. 3,0 x 200 mm
4841	-	Pinça Anatomica Yasargil dia. 3,5 x 200 mm
4842	-	Pinça Anatomica Yasargil dia. 4,0 x 200 mm
4843	-	Pinça Anatomica Yasargil dia. 5,0 x 200 mm
4844	-	Pinça Anatomica Yasargil dia. 7,0 x 200 mm
2308	-	Pinça Anatomica Yasargil dia. 3,0 x 220 mm
2883	-	Pinça Anatomica Yasargil dia. 3,5 x 220 mm
4845	-	Pinça Anatomica Yasargil dia. 4,0 x 220 mm
4846	-	Pinça Anatomica Yasargil dia. 5,0 x 220 mm
4847	-	Pinça Anatomica Yasargil dia. 7,0 x 220 mm
4848	-	Pinça Anatomica Yasargil serrilhada dia. 3,0 x 150 mm
4849	-	Pinça Anatomica Yasargil serrilhada dia. 3,5 x 150 mm

4850	-	Pinça Anatômica Yasargil serrilhada dia. 4,0 x 150 mm
4851	-	Pinça Anatômica Yasargil serrilhada dia. 5,0 x 150 mm
4852	-	Pinça Anatômica Yasargil serrilhada dia. 7,0 x 150 mm
2884	-	Pinça Anatômica Yasargil serrilhada dia. 3,0 x 180 mm
3751	-	Pinça Anatômica Yasargil serrilhada dia. 3,5 x 180 mm
4854	-	Pinça Anatômica Yasargil serrilhada dia. 4,0 x 180 mm
4855	-	Pinça Anatômica Yasargil serrilhada dia. 5,0 x 180 mm
4856	-	Pinça Anatômica Yasargil serrilhada dia. 7,0 x 180 mm
4857	-	Pinça Anatômica Yasargil serrilhada dia. 3,0 x 200 mm
4858	-	Pinça Anatômica Yasargil serrilhada dia. 3,5 x 200 mm
4859	-	Pinça Anatômica Yasargil serrilhada dia. 4,0 x 200 mm
4860	-	Pinça Anatômica Yasargil serrilhada dia. 5,0 x 200 mm
4861	-	Pinça Anatômica Yasargil serrilhada dia. 7,0 x 200 mm
3752	-	Pinça Anatômica Yasargil serrilhada dia. 3,0 x 220 mm
3753	-	Pinça Anatômica Yasargil serrilhada dia. 3,5 x 220 mm
4862	-	Pinça Anatômica Yasargil serrilhada dia. 4,0 x 220 mm
4863	-	Pinça Anatômica Yasargil serrilhada dia. 5,0 x 220 mm
4864	-	Pinça Anatômica Yasargil serrilhada dia. 7,0 x 220 mm
ADP0804201	-	Chave Digital Quadrada 4,00mm Curta AP
ADP0804202	-	Chave Digital Quadrada 4,00mm Média AP
ADP0804203	-	Chave Digital Quadrada 4,00mm Longa AP
CHD0804201	-	Chave Digital Hex. 0,90mm Curta AP
CHD0804202	-	Chave Digital Hex. 0,90mm Média AP
CHD0804203	-	Chave Digital Hex. 0,90mm Longa AP
CHD0804204	-	Chave Digital Hex. 1,20mm Curta AP
CHD0804205	-	Chave Digital Hex. 1,20mm Média AP
CHD0804206	-	Chave Digital Hex. 1,20mm Longa AP
CHD0804207	-	Chave Digital Hex. 1,27mm Curta AP
CHD0804208	-	Chave Digital Hex. 1,27mm Média AP
CHD0804209	-	Chave Digital Hex. 1,27mm Longa AP
CHD0804210	-	Chave Digital Quad. 1,30mm Curta AP
CHD0804211	-	Chave Digital Quad. 1,30mm Média AP
CHD0804212	-	Chave Digital Quad. 1,30mm Longa AP
CHD0804213	-	Chave Digital Fenda 0,40mm Curta AP
CHD0804214	-	Chave Digital Fenda 0,40mm Média AP
CHD0804215	-	Chave Digital Fenda 0,40mm Longa AP
CHD0804216	-	Chave Digital Unigrip Curta AP
CHD0804217	-	Chave Digital Unigrip Média AP
CHD0804218	-	Chave Digital Unigrip Longa AP
CHD0804219	-	Chave Digital Torx Curta AP
CHD0804220	-	Chave Digital Torx Média AP
CHD0804221	-	Chave Digital Torx Longa AP
CHD0804222	-	Chave Digital Hex.2,00mm Interno Curta AP
CHD0804223	-	Chave Digital Hex.2,00mm Interno Média AP
CHD0804224	-	Chave Digital Hex.2,00mm Interno Longa AP
CHD0804225	-	Chave Digital Hex.2,40mm Interno Curta AP
CHD0804226	-	Chave Digital Hex.2,40mm Interno Média AP
CHD0804227	-	Chave Digital Hex.2,40mm Interno Longa AP
CHD0804228	-	Chave Digital Hex.2,50mm Interno Curta AP
CHD0804229	-	Chave Digital Hex.2,50mm Interno Média AP
CHD0804230	-	Chave Digital Hex.2,50mm Interno Longa AP
CHD0804231	-	Chave Digital Hex.2,70mm Interno Curta AP
CHD0804232	-	Chave Digital Hex.2,70mm Interno Média AP
CHD0804233	-	Chave Digital Hex.2,70mm Interno Longa AP
CHT0804201	-	Chave p/ Torq. Hex. 0,90mm Curta AP
CHT0804202	-	Chave p/ Torq. Hex. 0,90mm Média AP
CHT0804203	-	Chave p/ Torq. Hex. 0,90mm Longa AP
CHT0804204	-	Chave p/ Torq. Hex. 1,20mm Curta AP
CHT0804205	-	Chave p/ Torq. Hex. 1,20mm Média AP
CHT0804206	-	Chave p/ Torq. Hex. 1,20mm Longa AP
CHT0804207	-	Chave p/ Torq. Hex. 1,27mm Curta AP
CHT0804208	-	Chave p/ Torq. Hex. 1,27mm Média AP

CHT0804209	-	Chave p/ Torq. Hex. 1,27mm Longa AP
CHT0804210	-	Chave p/ Torq. Hex. 1,60mm Curta AP
CHT0804211	-	Chave p/ Torq. Hex. 1,60mm Média AP
CHT0804212	-	Chave p/ Torq. Hex. 1,60mm Longa AP
CHT0804213	-	Chave p/ Torq. Hex. 2,00mm Curta AP
CHT0804214	-	Chave p/ Torq. Hex. 2,00mm Média AP
CHT0804215	-	Chave p/ Torq. Hex. 2,00mm Longa AP
CHT0804216	-	Chave p/ Torq. Quad. 1,30mm Curta AP
CHT0804217	-	Chave p/ Torq. Quad. 1,30mm Média AP
CHT0804218	-	Chave p/ Torq. Quad. 1,30mm Longa AP
CHT0804219	-	Chave p/ Torq. Fenda 0,40mm Curta AP
CHT0804220	-	Chave p/ Torq. Fenda 0,40mm Média AP
CHT0804221	-	Chave p/ Torq. Fenda 0,40mm Longa AP
CHT0804222	-	Chave p/ Torq. Unigrip Curta AP
CHT0804223	-	Chave p/ Torq. Unigrip Média AP
CHT0804224	-	Chave p/ Torq. Unigrip Longa AP
CHT0804225	-	Chave p/ Torq. Torx Curta AP
CHT0804226	-	Chave p/ Torq. Torx Média AP
CHT0804227	-	Chave p/ Torq. Torx Longa AP
CHT0804228	-	Chave p/ Torq. Hex. 2,00mm Interno Curta AP
CHT0804229	-	Chave p/ Torq. Hex. 2,00mm Interno Média AP
CHT0804230	-	Chave p/ Torq. Hex. 2,00mm Interno Longa AP
CHT0804231	-	Chave p/ Torq. Hex. 2,40mm Interno Curta AP
CHT0804232	-	Chave p/ Torq. Hex. 2,40mm Interno Média AP
CHT0804233	-	Chave p/ Torq. Hex. 2,40mm Interno Longa AP
CHT0804234	-	Chave p/ Torq. Hex. 2,50mm Interno Curta AP
CHT0804235	-	Chave p/ Torq. Hex. 2,50mm Interno Média AP
CHT0804236	-	Chave p/ Torq. Hex. 2,50mm Interno Longa AP
CHT0804237	-	Chave p/ Torq. Hex. 2,70mm Interno Curta AP
CHT0804238	-	Chave p/ Torq. Hex. 2,70mm Interno Média AP
CHT0804239	-	Chave p/ Torq. Hex. 2,70mm Interno Longa AP
CHD0804234	-	Chave Digital Hex. 2,00mm Int. c/ paraf. Curta AP
CHD0804235	-	Chave Digital Hex. 2,00mm Int. c/ paraf. Curta AP
CHD0804236	-	Chave Digital Hex. 2,00mm Int. c/ paraf. Curta AP
CHF0804201	-	Chave T Quad. 4,00mm Ponta Fixa AP
CHF0804202	-	Chave T Quad. 4,00mm Ponta Articulável AP
CHF0804203	-	Chave Cabo ref. Quad. 4,00mm AP
CHO0804201	-	Chave Octagonal 2,20mm (Ponta Intercambiável) AP
CHF0804208	-	Chave Intercambiável (Cabo) AP
CHT0804240	-	Chave de Inserção Hex. 2,00mm Média AP
CHT0804241	-	Chave de Inserção Hex. 2,00mm Longa AP
CHT0804242	-	Chave de Inserção Hex. 2,20mm Média AP
CHT0804243	-	Chave de Inserção Hex. 2,20mm Longa AP
CHT0804244	-	Chave de Inserção Hex. 2,30mm Média AP
CHT0804245	-	Chave de Inserção Hex. 2,30mm Longa AP
CHT0804246	-	Chave de Inserção Hex. 2,40mm Média AP
CHT0804247	-	Chave de Inserção Hex. 2,40mm Longa AP
CHT0804248	-	Chave de Inserção Hex. 2,50mm Média AP
CHT0804249	-	Chave de Inserção Hex. 2,50mm Longa AP
CHT0804250	-	Chave de Inserção Hex. 2,70mm Média AP
CHT0804251	-	Chave de Inserção Hex. 2,70mm Longa AP
CHT0804252	-	Chave p/ Esteticone Hex. 3,00mm Curta AP
CHT0804253	-	Chave p/ Esteticone Hex. 3,00mm Média AP
CHT0804254	-	Chave p/ Esteticone Hex. 3,00mm Longa AP
CHT0804255	-	Chave p/ Esteticone Hex. 3,30mm Curta AP
CHT0804256	-	Chave p/ Esteticone Hex. 3,30mm Média AP
CHT0804257	-	Chave p/ Esteticone Hex. 3,30mm Longa AP
ECT0804201	-	Extensor de Chave Catraca 15mm Curto AP
ECT0804202	-	Extensor de Chave Catraca 20mm Médio AP
ECT0804203	-	Extensor de Chave Catraca 25mm Longo AP
CHT0804258	-	Saca Implante Ø3,00mm AP
CHT0804259	-	Saca Implante Ø4,00mm AP

CHT0804260	-	Saca Implante Ø5,00mm AP
CCT0804201	-	Chave Catraca AP
CHF0804204	-	Chave fixa ang. 45 graus Quad. 4,00mm AP
CHF0804205	-	Chave fixa ang. 45 graus Quad. 4,00/Hex. 3,2mm AP
CHF0804206	-	Chave cachimbo Ang. 45 graus Quad. 4,00mm AP
CHF0804207	-	Chave cachimbo Ang. 90 graus Quad. 4,00mm AP

Explicação da simbologia utilizada no rótulo	
	Número de referência
	Número de lote
	Data de validade
	Fabricante
	Data de fabricação
	Não estéril
	Consultar as instruções de uso
	Mantenha seco
	Mantenha ao abrigo do sol

Fabricado por: Factory Instrumental Cirúrgico Indústria e Comércio LTDA.

Rua: Ambrosia do México, 392-398, Jd. Cidade Pirituba

CEP: 02945-040 - São Paulo - SP - Brasil

CNPJ: 56.294.952/0001-10

Insc. Estadual 111.573.179.110

Autorização de Funcionamento: 8.02.183-1

www.factorycirurgico.com.br – SAC: +55 11 3972-4847

Responsável Técnico Eng. Rogério Guedelha Massano

CREA-SP: 5063257311

Registro ANVISA: 80218310030

Revisão 00-06/17